

Silk'n®

Beautiful Technology

ReVit Essential

H4201

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

EN USER MANUAL

SK NÁVOD NA POUŽITIE

FR MODE D'EMPLOI


CS NÁVOD K POUŽITÍ

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS



ReVit Essential



Rechtlicher Hinweis

Home Skinovations Ltd. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Home Skinovations Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL, www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Inhaltsverzeichnis

DE

1. Lernen Sie Ihr Silk'n ReVit Essential kennen.....	3
1.1. Packungsinhalt	3
1.2. Gerätebeschreibung	3
1.3. Anwendungszweck.....	4
2. Gegenanzeigen und Warnungen.....	5
3. Verwenden Sie Silk'n ReVit Essential nicht, wenn:.....	8
4. Lernen Sie Ihr Silk'n ReVit Essential kennen.....	8
5. Mögliche Nebenwirkungen.....	9
6. Vor Ihrer ersten Behandlung	9
6.1. Behandlungsbereiche	10
6.2. ReVit Essential's feine und grobe Aufsätze	11
7. Legen Sie los!.....	11
7.1. Empfohlene Vorsichtsmaßnahmen	11
7.2. Behandlungsschritte	12
7.3. Nach der Behandlung.....	12
8. Wartung und Lagerung	13
8.1. Ersetzen des Filters	13
8.2. Austausch des Aufsatzes	14
9. Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien.....	14
10. Fehlerbehebung	14
11. Kundenservice.....	15
12. Garantie	15
13. Entsorgung	15
14. Technische Daten	16
15. Zeichenerklärung	17

1. Lernen Sie Ihr Silk'n ReVit Essential kennen

Silk'n ReVit Essential ist ein Elektrogerät. Bei seinem Gebrauch sollte besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts unbedingt alle Warnungen, Gegenanzeigen und Sicherheitsvorkehrungen lesen. Es ist sehr wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung einschließlich Informationen zur Folgebehandlungen lesen und verstehen und sich streng danach richten. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Behandlung noch einmal mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen.

I.1. Packungsinhalt

Ihre Silk'n ReVit Essential-Packung enthält Folgendes.

- ReVit Essential-Gerät
- Packung mit Filtern
- 2 Behandlungsaufsätze (Fein und Grob)
- Ersatzgummikappen
- Netzadapter mit Kabel
- Aufbewahrungsbeutel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

I.2. Gerätebeschreibung

ReVit Essential ist ein Elektrogerät mit zweifachem Wirkungsmechanismus, das speziell für den häuslichen Gebrauch entwickelt wurde. Es bietet zwei Funktionen für die Hautbehandlung: Mikrodermabrasion und Vakuumstimulation.

Mikrodermabrasion

- Schonende, nicht scheuernde Exfoliation für eine glattere, frischere Haut.
- Verbessert die Farbe, Beschaffenheit und Elastizität der Haut.
- Reduziert Altersflecken.
- Reduziert feine Linien rund um die Augen.

Vakuumstimulation

- Stimulation für eine glattere, jünger aussehende Haut.
- Unreinheiten werden an die Oberfläche befördert.
- Abgestorbene Hautzellen werden entfernt und aufgesammelt.

Das Gerät beinhaltet folgende Komponenten: *Behandlungsaufsatz* (#1), *Gummikappe* (#2), *Filter* (#3), *Ein-/Aus-Schalter* (#4), *Gerätesockel* (#5) und *Adapter mit Kabel* (#6). Sehen Sie sich das Schaubild auf der Vorderseite dieser Anleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile Ihres Geräts zu sehen.

I.3. Anwendungszweck

Silk'n ReVit Essential ist ein rezeptfreies Gerät, das zur Exfoliation der obersten Hautschicht für eine frischere Hautbeschaffenheit eingesetzt wird. Es ist bestimmt zur Behandlung von:

- Alternde Haut im Gesicht, am Nacken und an den Händen
- Feine Gesichtslinien
- Hautverfärbungen
- Dunkle Flecken und kleine Narben
- Fahle und sonnengeschädigte Haut

Das Gerät ist zur selbständigen Anwendung zu Hause bestimmt. Jede andere Verwendung als die in dieser Anleitung beschriebene ist nicht zulässig.

2. Gegenanzeigen und Warnungen

Lesen Sie diesen Abschnitt unbedingt sorgfältig durch und beachten Sie die Warnungen und Gegenanzeigen.

- ! Die folgenden Personengruppen dürfen das Gerät nicht verwenden: Kinder, Personen unter 16 Jahren, Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und Personen, die über keine ausreichende Erfahrung im Umgang mit dem Gerät verfügen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Verwenden Sie Silk'n ReVit Essential nicht, bei:

- ! Rosazea.
- ! Unzureichend kontrollierte Hormonstörungen wie Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen.
- ! Krankhafte Hautzustände durch Diabetes, systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen.
- ! Durchführung einer Strahlen- oder Chemotherapie in den letzten drei Monaten, oder Körperstellen mit potenziellen bösartigen Hauttumoren.
- ! Anwendung von ärztlich verschriebenen Arzneimitteln auf der Haut in den letzten sechs Monaten.
- ! Sonstige Erkrankung, welche die Behandlung für Sie aus Sicht Ihres Arztes bzw. Hautarztes unsicher machen würde.

Keine Behandlung der Hautflächen bei:

- ❗ Aktive Hautausschläge, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder Infektionen (Fieberbläschen), Leberflecken oder Warzen, krankhafte Hautzustände durch systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen (zum Beispiel Diabetes).
- ❗ Vorgeschichte von Herpesausbrüchen.
- ❗ Verletzte Haut.
- ☀️ Kürzliches Sonnenbad ohne Schutz (1 Tag warten), auf sonnengebräunter Haut 3 Tage warten.

Zusätzliche Warnungen

- ❗ Brustwarzen oder Genitalien dürfen nicht behandelt werden.
- ❗ Empfohlene Häufigkeit der Anwendung: maximal zweimal pro Woche.
- ❗ Verwenden Sie eine niedrigere Saugstufe, falls irgendwelche Beschwerden auftreten.
- ❗ Brechen Sie die Anwendung sofort ab, falls Ihre Haut bei der Anwendung sehr rot wird.
- ❗ Nehmen Sie allen Schmuck vor der Behandlung ab.
- ❗ Schützen Sie Ihre Haut mit LSF 30 und höher, wenn Sie nach der Behandlung Ihre Haut der Sonne aussetzen.
- ⚡ Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände und die Haut trocken sind, bevor Sie das Gerät bedienen oder den Netzadapter anfassen.



Halten Sie Ihr Gerät fern von Wasser oder Flüssigkeiten. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern. Stellen bzw. bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es ins Wasser fallen, gestoßen werden oder in Wassernähe oder in die Nähe anderer Flüssigkeiten gelangen kann. An diesen Stellen besteht Stromschlagrisiko. Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose und verwenden Sie das Gerät nicht.



Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. Der Netzadapter muss jederzeit zugänglich sein, so dass er im Notfall schnell und einfach aus der Steckdose gezogen werden kann. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzadapter aus der Steckdose.



Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel des Netzadapters.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert.



Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.

3. Verwenden Sie Silk'n ReVit Essential nicht, wenn:

- Nehmen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter in Betrieb. Verwenden Sie das Gerät nicht mit Anschlüssen oder Zubehörteilen, die nicht von Home Skinovations Ltd. empfohlen wurden.
- Das Anschlusskabel oder der Netzadapter beschädigt ist. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Es im Gebrauch zu Rauchentwicklung kommt oder falls Sie Rauch riechen.
- Das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder beschädigt zu sein scheint.
- Das Außengehäuse rissig ist oder auseinanderfällt.
- Das Gerät ins Wasser gefallen ist.

Nehmen Sie in diesen Fällen Kontakt zum Silk'n-Kundenservice auf.

4. Lernen Sie Ihr Silk'n ReVit Essential kennen

Folgende Punkte sind normal und können während der Behandlung auftreten:

- **Das Gerät macht ein brummendes Geräusch:** Die Saugpumpe ist im Betrieb.
- **Die Haut ist leicht gerötet:** Dies sollte innerhalb weniger Stunden oder innerhalb eines Tages nachlassen.
- Brechen Sie die Anwendung sofort ab, falls Ihre Haut sehr rot ist.
-  Kontaktieren Sie bei jeglichen Komplikationen Ihren Arzt.

5. Mögliche Nebenwirkungen

Wenn Sie sich durchgehend an die Beschreibung in dieser Anleitung halten und alle Sicherheitshinweise beachten, dann sind Komplikationen und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Jede kosmetische Behandlung, einschließlich derjenigen für den Einsatz zu Hause, stellt ein gewisses Risiko dar. Deshalb ist es wichtig, die Risiken und Komplikationen, die auftreten können, zu verstehen und zu akzeptieren.

Negative Auswirkung	Risiko
Rötung der Haut Es kann sein, dass die Durchblutung der Blutgefäße angeregt wird. Deshalb könnte für einige Tage eine Rötung entstehen. Außerdem könnten einige Kapillaren auch rote Flecken zeigen, die im Laufe der Zeit nachlassen. In solchen Fällen diesen Bereich sofort mit kaltem Wasser kühlen.	Gering
Prellungen Sie könnten leichte Blutergüsse feststellen, welche nach 2-3 Tagen verschwinden sollten.	Gering

Kontaktieren Sie bei anhaltenden Beschwerden Ihren Arzt.

6. Vor Ihrer ersten Behandlung


Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Silk'n ReVit Essential zu verwenden:

1. Entnehmen Sie das Gerät und die anderen Komponenten der Verpackung.
2. Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzadapters in den Gerätesockel und stecken dann den Netzadapter in eine gut erreichbare Steckdose.
3. Sehen Sie sich die Empfehlungen zum Gebrauch des ReVit Essential auf verschiedenen Behandlungsbereichen erneut an (siehe nächster Abschnitt).

6.1. Behandlungsbereiche

Wir empfehlen Ihnen, mit einer niedrigen Saugstufe zu beginnen und nach einigen Malen auf die hohe Stufe umzusteigen. Falls irgendwelche Beschwerden auftreten, behandeln Sie die Behandlungsbereiche mit einer niedrigen Saugstufe. Verwenden Sie das Gerät nur so wie in der folgenden Tabelle erklärt und auf den unteren beiden Bildern dargestellt ist.

Behandlungsbereich	Empfehlungen
Stirn, Wangen und Kinn	Streichen Sie mit dem Gerät von der Mitte nach außen und in Richtung des Haaransatzes über Ihre Haut.
Augen und Nase	Verwenden Sie für den Bereich um Ihre Augenbrauen herum kurze Aufwärtsbewegungen. Lassen Sie die Augenlider aus. Für den Bereich der Nase verwenden Sie gerade Abwärtsbewegungen und folgen Sie der Kurve der Nase und der Kontur der Wangenknochen.
Hals	Verwenden Sie sanfte Abwärtsbewegungen und bearbeiten Sie den gesamten Halsbereich.



Am Anfang streichen Sie 2 bis 4 Mal über den gewünschten Bereich. Wenn Ihre Haut an die Behandlung gewöhnt ist, können Sie auf 4 bis 6 Streichbewegungen erhöhen.


6.2. ReVit Essential's feine und grobe Aufsätze

Das Gerät verfügt über zwei Behandlungsaufsätze. Wir empfehlen Ihnen, mit dem feinen Aufsatz zu beginnen.

- Verwenden Sie den feinen *Aufsatz* für das Feinpeeling.
- Verwenden Sie den groben *Aufsatz* für das allgemeine Peeling.

Austausch der Aufsätze:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht am Strom angeschlossen ist.
2. Ziehen Sie den Aufsatz (#1) vom Gerät ab und stecken den anderen Aufsatz bis zum Anschlag auf das Gerät. Er muss hörbar und spürbar einrasten. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass *der Aufsatz* fest sitzt.



7. Legen Sie los!

Sie sind auf dem Weg zu einer frischeren, weicheren Haut! Die Behandlung mit Silk'n ReVit Essential ist einfach. Folgen Sie bei jedem Bereich, den Sie behandeln wollen, einfach diesen Schritten. Eine komplette Behandlung dauert ungefähr 5 Minuten.

7.1. Empfohlene Vorsichtsmaßnahmen

- Bevor Sie einen Bereich das erste Mal behandeln, führen Sie eine Stichprobe auf einem kleinen Hautbereich durch. Wenn sich keine negative Auswirkung zeigt, fahren Sie fort und behandeln Sie diesen Bereich weiter.
- Verwenden Sie bei den ersten 2-3 Behandlungen die niedrige Saugstufe.
- Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nicht öfter als zweimal pro Woche zu verwenden.

! Bei jeglichen Beschwerden sofort stoppen.

7.2. Behandlungsschritte

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber, trocken und frei von Puder, Creme oder Gel ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die *Gummikappe* (#2), der *Filter* (#3), und der *Aufsatz* (#1) festsitzen. Stellen Sie bei Ihren ersten Behandlungen sicher, dass Sie den feinen *Aufsatz* verwenden.
3. Drücken Sie die *den Ein-/Aus-Schalter* (#4), um das Gerät einzuschalten.
4. Setzen Sie das Gerät mit dem Aufsatz auf die Haut, so dass Sie die Saugkraft spüren.
5. Streichen Sie mit dem Aufsatz über die Haut, wie in Abschnitt 6.1. Behandlungsbereiche empfohlen.
6. Um von der niedrigen auf die hohe Saugstufe umzustellen, drücken Sie erneut den *Ein-/Aus-Schalter*.
7. Um das Gerät nach der Behandlung auszuschalten, drücken Sie die *den Ein-/Aus-Schalter* einmal oder zweimal kurz, abhängig von der Saugstufe in der Sie sich befinden.
8. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzadapter aus der Steckdose und legen das Gerät wieder in seine Originalverpackung. Bitte sehen Sie sich Abschnitt 8. Wartung und Lagerung an.

7.3. Nach der Behandlung

- Direktes Sonnenlicht unmittelbar nach der Behandlung vermeiden, und Lichtschutzfaktor SPF 30 oder höher auftragen.
- Wir empfehlen Ihnen eine beruhigende Gesichtsmaske, Tages- oder Nachtcreme auftragen.

8. Wartung und Lagerung

Es ist wichtig, Ihr Silk'n ReVit Essential nach jeder Behandlung zu reinigen und ordnungsgemäß zu lagern.


-  Ziehen Sie zuerst den Netzadapter aus der Steckdose. Ziehen Sie dann den Anschlussstecker aus dem Gerätesockel heraus.
-  Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch sauber.
-  Um den *Aufsatz* zu reinigen, entfernen Sie diesen zuerst vom Gerät, dann mit Seife und Wasser waschen und sorgfältig trocknen.
-  Um den *Filter* zu reinigen, ziehen Sie diesen einfach vom Gerät ab, den Schmutz mit einer weichen Bürste wegbürsten und wieder auf das Gerät setzen.
-  Wir empfehlen, das Gerät nach der Reinigung in der Originalverpackung aufzubewahren.
-  Mit Ausnahme des *Aufsatzes*, tauchen Sie Ihr Silk'n ReVit Essential niemals in Wasser.

8.1. Ersetzen des Filters

Der *Filter* muss aufgrund der Anhäufung von abgeworfener Haut gereinigt oder ersetzt werden. Wir empfehlen Ihnen, dies alle paar Behandlungen durchzuführen.

So ersetzen Sie den Filter:

1. Entfernen Sie den *Aufsatz* vom Gerät. Sie sehen dann die *Gummikappe* und den kleinen schwarzen *Filter*.
2. Entfernen Sie die *Gummikappe* (#2), und entfernen Sie den *Filter* (#3).
3. Um den *Filter* zu reinigen, bürsten Sie den Schmutz ab und setzen Sie ihn zurück auf das Gerät. Um einen *Filter* zu wechseln, entfernen Sie den aktuellen *Filter* und setzen Sie einen neuen ein.



4. Stülpen Sie die Gummikappe über den Filter auf das Gerät, so dass er an allen Seiten bündig anliegt. Stecken Sie dann wieder den Aufsatz auf das Gerät. Er muss hörbar und spürbar einrasten.

DE

8.2. Austausch des Aufsatzes

Wir empfehlen Ihnen, den *Aufsatz* alle sechs Monate auszutauschen, oder sogar früher, wenn der Aufsatz beschädigt ist.

9. Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien

Sie können weitere *Filter* und *Aufsätze* auf unserer Webseite bestellen: www.silkn.eu. Zum Austausch der *Gummikappen* oder *des Netzadapters*, kontaktieren Sie bitte das Service-Center.

10. Fehlerbehebung

Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.

Problem	Überprüfungen
Mein Silk'n ReVit Essential lässt sich nicht einschalten.	Vergewissern Sie sich, dass der Anschlussstecker des Netzadapters korrekt im Gerätesockel steckt und der Netzadapter in eine Steckdose eingesteckt ist.
Ich fühle keine Saugkraft, wenn das Gerät meine Haut berührt.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und überprüfen Sie, dass der <i>Filter</i> , <i>die Gummikappe</i> und <i>der Aufsatz</i> korrekt auf dem Gerät sitzen.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert.

11. Kundenservice

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen: www.silkn.eu. Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF herunterladen unter: www.silkn.eu.

Kontaktieren Sie den Kundenservice von Silk'n um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu berichten. Unsere Kontaktdaten:

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
GB	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

12. Garantie

Die Garantiehinweise finden Sie auf dem beiliegenden Garantie-Beileger.

13. Entsorgung



Tragen Sie zum Umweltschutz bei. Entsorgen Sie den Artikel nicht mit dem Hausmüll und stellen Sie sicher, dass die Bestimmungen Ihres Landes für die Entsorgung von Elektrogeräten eingehalten werden.

14. Technische Daten

DE

Modellnr.	H4201
Technologie	Luftvakuum Füllaufsatz
Eingangsleistung	12 V DC, 0.2A
Systemgewicht	110 g
Transport & Lagerung zwischen den Nutzungen und Lagerbedingungen	Temperatur: -40°C to +70°C Relative Feuchtigkeit: 10% - 90% Atmosphärischer Druck: 500 bis 1060 hPa
Betriebsbedingungen	Temperatur: 10°C bis 35°C Relative Feuchtigkeit: 30% - 75% Atmosphärischer Druck: 700 bis 1060 hPa
Adaptermodelle und Rating	SAW12-120-0500XX XX auf Stecker beziehen Eingang: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.3A Ausgang: 12V, 0.5A
Erwartete Nutzungsdauer des Geräts	3 Jahre
Einhaltung	2014/35/EU 2014/30/EU Direktive 2011/65/EG RoHS REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

15. Zeichenerklärung

	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.
	Klasse III. Das Gerät wird von einer Kleinspannungsstromquelle versorgt.
	Ausschließlich für den Gebrauch in Gebäuden geeignet.
	Nicht in feuchter Umgebung verwenden.
	Nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften und helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen. Entspricht der WEEE-Richtlinie.

Legal Notice

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL, www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Table of Contents

1.	Get to know your Silk'n ReVit Essential.....	20
1.1	Package contents.....	20
1.2	Device description	20
1.3	Intended use.....	21
2.	Contraindications & warnings	21
3.	Do not use Silk'n ReVit Essential if:	24
4.	What to expect with Silk'n ReVit Essential.....	24
5.	Possible side effects.....	25
6.	Before your first treatment	25
6.1	Treatment areas	26
6.2	ReVit Essential's fine and coarse tips.....	27
7.	Get started!.....	27
7.1	Recommended precautions	27
7.2	Treatment steps	28
7.3	After treatment.....	28
8.	Maintenance and storage.....	29
8.1	Replacing the filter	29
8.2	Replacing the tip	30
9.	Spare parts and consumables.....	30
10.	Troubleshooting	30
11.	Customer service.....	31
12.	Warranty	31
13.	Disposal	31
14.	Specifications	32
15.	Signs and symbols	33

1. Get to know your Silk'n ReVit Essential

Silk'n ReVit Essential is an electrical device. As such, it should be used with special attention to safety. Before using the device for the first time, be sure to read all warnings, contraindications and safety precautions. It is important that you read and understand the instructions on how to use the device including after-use procedures, and follow them strictly. We recommend you refamiliarise yourself with the user manual before treatment.

1.1 Package contents

Your Silk'n ReVit Essential package includes these items.

- ReVit Essential device
- Pack of filters
- 2 Treatment tips (Fine and Coarse)
- Spare rubber caps
- Mains adapter with cable
- Storage bag
- User manual
- Warranty card

1.2 Device description

ReVit Essential is a dual-action electrical device designed for home use. It combines microdermabrasion exfoliation and vacuum stimulation of the skin.

Microdermabrasion exfoliation

- Gentle, non-abrasive exfoliation to allow for smoother, fresher skin.
- Helps improve skin tone, texture and elasticity.
- Helps reduce the appearance of age spots.
- Helps reduce the appearance of fine lines around the eyes.

Vacuum stimulation

- Helps stimulate for smoother, more youthful looking skin.
- Brings impurities to the surface.
- Collects the dead skin cells for disposal.

The device has a *treatment tip* (#1), *rubber cap* (#2), *filter* (#3), *On/Off switch* (#4), *device socket* (#5), and an *adapter with cable* (#6). Refer to the diagram at the front of this user manual to see the location of each feature on the device.

1.3 Intended use

Silk'n ReVit Essential is an over-the-counter device intended for the exfoliation of the skin's upper layer, for a fresher appearance. It is intended for the treatment of:

- Ageing skin of the face, neck and hands
- Fine facial lines
- Skin discolouration
- Dark spots and shallow scars
- Dull and sun-damaged skin

The device is intended for self-treatment at home. Do not use for any purpose other than as described in this user manual.

2. Contraindications & warnings

Be sure to read this section carefully and take note of the warnings and contraindications.

- ! This device must not be used by: children, people under the age of 16, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, or people lacking experience or knowledge in how to use the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

Do not use Silk'n ReVit Essential if you have:

- ❗ Rosacea.
- ❗ Poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
- ❗ Abnormal skin conditions caused by diabetes, systemic or other metabolic diseases.
- ❗ Received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months, or have areas of potential skin malignancies.
- ❗ Used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
- ❗ Any other condition which, in the opinion of your physician or dermatologist, would make it unsafe for you to be treated.

Do not treat areas that have:

- ❗ Active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), moles or warts, abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example).
- ❗ A history of herpes outbreaks.
- ❗ Traumatized or injured skin.
- ☀️ Had recent exposure to the sun without protection (wait 1 day); for tanned or sunburnt skin, wait 3 days.

Additional warnings

-  Do not use on nipples or genitals.
-  Recommended use is no more than twice a week.
-  Use the low suction mode if you experience any discomfort.
-  Stop use immediately if your skin becomes very red during use.
-  Remove all jewellery before treatments.
-  Protect your skin with SPF 30 or higher if you expose your skin to the sun after a treatment.
-  Always ensure that your hands and skin are dry before operating the device or touching the mains adapter.
-  Keep your device away from water or liquids! Do not use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Do not place or store the device where it can fall, be pushed or placed anywhere near water or any other liquid. There is a risk of an electric shock. Pull the mains adapter out of the wall socket immediately, and do not use the device.
-  Never leave the device unattended when it is switched on. Keep the mains adapter accessible at all times, so it can be pulled out of the wall socket easily in case of emergency. Pull the mains adapter out of the wall socket after use.
-  Do not carry the device by the mains adapter cable.
-  Do not use the device if it is not working properly.

- ! Do not make any modifications to the product. Do not attempt to open or repair the device. Have repairs carried out by a specialist workshop or contact Customer Service.

EN

3. Do not use Silk'n ReVit Essential if:

- Only use the device with the mains adapter provided. Do not use the device together with connections or other accessories that have not been recommended by Home Skinovations Ltd.
- The connection cable or mains adapter is damaged. Keep the mains cable away from heated surfaces.
- You see or smell smoke when it is in use.
- The device is not working properly, or it appears to be damaged.
- The device casing is cracked or coming apart.
- The device has fallen into water.

In such cases, contact Silk'n Customer Service.

4. What to expect with Silk'n ReVit Essential

The following points are normal and may occur during a treatment session:

- **A humming sound from the device:** This is the suction pump working.
- **Some slight redness of the skin:** This should subside within a few hours, or up to one day.

! Stop use immediately if your skin is very red.

! Contact your physician, if you experience any complications.

5. Possible side effects

If you follow the instructions and all safety warnings in this user manual, complications and side effects are uncommon. All cosmetic procedures, including those designed for home use, involve some degree of risk. Therefore, it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur.

Adverse reaction	Risk
Skin redness You may experience dilation of the superficial blood capillaries. This may result in some redness for a few days. Additionally, some capillaries may present red spots that will also subside with time. In such cases, immediately cool the area with cold water.	Minor
Bruising You may experience slight bruising which should disappear after 2-3 days.	Minor

Consult your physician if you experience any persistent symptoms.

6. Before your first treatment


To use your Silk'n ReVit Essential, follow these steps:

1. Remove the device and other components from the box.
2. Insert the connection plug of the *mains adapter* into the *device socket*, and then insert the *mains adapter* into an easily accessible wall socket.
3. Review the recommendations on how to use ReVit Essential on different treatment areas.

6.1 Treatment areas

We recommend that you start with the low suction mode and move to the high mode after a few uses. If you have any discomfort, work the treatment area in low suction mode. Only use the device as explained in the following table and the two images below.

Treatment area	Recommendations
Forehead, cheeks and chin	Move the device over your skin from the centre outwards and towards the hairline.
Eyes and nose	Use short upward strokes for the area around your eyebrows. Avoid the eyelids. For the nose area, use straight downward strokes following the curve of the nose and the contour of the cheekbones.
Neck	Use smooth, downward strokes and work the whole of the neck area.



To start with, move the device over the desired area 2-4 times. When your skin is used to the treatment, you may increase to 4-6 times.


6.2 ReVit Essential's fine and coarse tips

The device has two treatment *tips*. We recommend that you start with the Fine *tip*.

- Use the Fine *tip* for gentle exfoliation.
- Use the Coarse *tip* for general exfoliation.

To change tips:

1. Make sure the device is not connected to the power supply.
2. Remove the *tip* (#1) from the device and place another *tip* on the device as far as it will go. You must hear and feel it click into place. Make sure the *tip* is firmly in place before use.



7. Get started!

You're on your way to fresher, smoother skin! Treating with Silk'n ReVit Essential is easy. Just follow these steps for each area you wish to treat. A full treatment should take around 5 minutes.

7.1 Recommended precautions

- Before you treat an area for the first time, do a spot test on a small area of skin. If you have no adverse reaction, go ahead and continue treating that area.
- Use the low suction mode for your first 2-3 treatments.
- We recommend you do not use the device more than twice a week.
- ! Stop immediately if you feel any discomfort.

7.2 Treatment steps

1. Make sure your skin is clean, dry and free from powder, cream or gel.
2. Make sure that the *rubber cap* (#2), *filter* (#3), and *tip* (#1) are firmly in place. For your first few treatments, be sure to use the Fine *tip*.
3. Press the *On/Off switch* (#4) to turn on the device.
4. Place the device with the *tip* on your skin so that you feel the suction.
5. Move the tip over your skin as recommended in section [6.1 Treatment areas](#).
6. To move from low to high suction mode, press the *On/Off switch* again.
7. To switch off the device after treatment, briefly press the *On/Off switch* once or twice, depending on which suction mode you are in.
8. After use, pull the *mains adapter* out of the wall socket, and place the device back in its original packaging. Please refer to section [8. Maintenance and storage](#).

7.3 After treatment

- Avoid direct sunlight immediately after treatment, and apply sun factor SPF 30 or higher.
- We recommend a soothing face mask, or a day or night cream.

8. Maintenance and storage

It is important to clean your Silk'n ReVit Essential device and store it properly after each treatment.


-  First, pull the *mains adapter* out of the wall socket. Then pull the connection plug out of the *device socket*.
-  Do not use any harsh, aggressive or abrasive chemicals for cleaning. Simply wipe the device clean using a slightly damp cloth.
-  To clean the *tip*, first remove it from the device, wash with soap and water, then dry thoroughly.
-  To clean the *filter*, first remove it from the device, brush away any dirt using a soft brush, and place it back on the device.
-  After cleaning, we recommend you store the device in its original packaging.
-  With the exception of the *tips*, never immerse your Silk'n ReVit Essential in water.

8.1 Replacing the filter

The *filter* needs cleaning or replacing due to the build-up of discarded skin. We recommend that you do this every few treatments.

To replace the *filter*:

1. Remove the *tip* from the device . You will then see the *rubber cap* and the small black *filter*.
2. Remove the *rubber cap* (#2), and then remove the *filter* (#3).
3. To clean the *filter*, brush off any debris, then place it back on the device. To change a *filter*, remove the current *filter* and insert a new one.
4. Place the *rubber cap* over the *filter* on the device so that it is level on all sides. Then place the tip back on the device. You must hear and feel it click into place.



8.2 Replacing the tip

We recommend that you replace the *tip* every six months, or earlier if the *tip* is damaged.

9. Spare parts and consumables

You can order more *filters* and *tips* from our website: www.silkn.eu. For replacement *rubber caps* or *mains adapters*, please contact Customer Service.

10. Troubleshooting

Do not make any modifications to the product. Do not attempt to open or repair the device. Only have repairs carried out by a specialist workshop or contact Customer Service.

Problem	Checks
My Silk'n ReVit Essential does not switch on.	Make sure the connection plug of the <i>mains adapter</i> is inserted into the <i>device socket</i> and that the <i>mains adapter</i> is plugged into the wall socket.
I do not feel any suction when the device touches my skin.	Make sure the device is on, and check that the <i>filter</i> , <i>rubber cap</i> and <i>tip</i> are placed on the device correctly.



Do not use the device if it is not working properly.

11. Customer service

See our website for more information: www.silkn.eu. This user manual is also available as a PDF download from: www.silkn.eu.

Contact Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device. Our contact details are:

Country	Service Number	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italy		servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spain	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

EN

12. Warranty

The warranty information can be found in the separate warranty booklet provided.

13. Disposal



Help protect the environment. Do not dispose of the product with household waste and be sure to follow your country's laws for the disposal of electrical items.

14. Specifications

EN

Model no.	H4201
Technology	Air vacuum filling tip
Input power	12 V DC, 0.2A
System weight	110 g
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: -40°C to +70°C Relative humidity : 10% to 90% Atmospheric pressure: 500 to 1060 hPa
Operating conditions	Temperature: 10°C to 35°C Relative humidity: 30% to 75% Atmospheric pressure: 700 to 1060 hPa
Adapter models and rating	SAW12-120-0500XX XX Refer to plug type Input: 100-240VAC, 50-60 Hz, 0.3A Output: 12V, 0.5A
Expected service life of the equipment	3 years
Compliance	2014/35/EU 2014/30/EU Directive 2011/65/EC RoHS REACH regulation EC No. 1907/2006

15. Signs and symbols

	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU Directives.
	Class III. The appliance is supplied from an extra-low voltage power source.
	For indoor use only.
	Do not use in wet environments.
	Do not dispose of the product with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment. In accordance with the WEEE Directive.

Právne vyhlásenie

SK Spoločnosť Home Skinovations Ltd. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny svojich výrobkov alebo technických špecifikácií na zlepšenie výkonu, spoľahlivosti alebo výroby. Informácie poskytnuté spoločnosťou Home Skinovations Ltd. sú v čase vydania dokumentu považované za správne a spoľahlivé. Spoločnosť Home Skinovations Ltd. však nenesie žiadnu zodpovednosť za ich využitie. V rámci patentu alebo patentových práv spoločnosti Home Skinovations Ltd. neznamená akékoľvek ich využitie získanie licencie.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť z akéhokoľvek dôvodu reprodukováná ani prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, elektronicky ani mechanicky, bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Home Skinovations Ltd. Údaje podliehajú zmenám bez upovedomenia.

Spoločnosť Home Skinovations Ltd. vlastní patenty a zatiaľ nevybavené patentové prihlášky, ochranné známky, autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva týkajúce sa predmetu tohto dokumentu. Poskytnutie tohto dokumentu vám neposkytuje žiadnu licenciu na tieto patenty, ochranné známky, autorské alebo iné práva duševného vlastníctva s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v akejkoľvek písomnej zmluve so spoločnosťou Home Skinovations Ltd. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Názov Silk'n a logo Silk'n sú registrované ochranné známky spoločnosti Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL, www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Obsah

1.	Zoznámte sa svojím zariadením Silk'n ReVit Essential	36
1.1.	Obsah balenia	36
1.2.	Opis zariadenia	36
1.3.	Určené použitie	37
2.	Kontraindikácie a výstrahy	38
3.	Zariadenie Silk'n ReVit nepoužívajte, ak:	41
4.	Čo môžete očakávať od zariadenia Silk'n ReVit Essential	41
5.	Možné vedľajšie účinky	42
6.	Pred prvým ošetrením.....	42
6.1.	Ošetrované miesta	43
6.2.	Jemná a drsnejšia koncovka ReVit Essential.....	44
7.	Začíname!	44
7.1.	Odporúčané bezpečnostné opatrenia	44
7.2.	Kroky ošetrenia	45
7.3.	Po ošetrení.....	45
8.	Údržba a skladovanie	46
8.1.	Výmena filtra	46
8.2.	Výmena koncovky	47
9.	Náhradné diely a spotrebný materiál	47
10.	Riešenie problémov	47
11.	Zákaznícky servis.....	48
12.	Záruka	48
13.	Likvidácia.....	48
14.	Špecifikácie	49
15.	Značky a symboly	50

1. Zoznámte sa svojím zariadením Silk'n ReVit Essential

SK

Silk'n ReVit Essential je elektrické zariadenie. Preto je s ním potrebné manipulovať so zvláštnym dôrazom na bezpečnosť. Pred prvým použitím zariadenia si prečítajte všetky výstrahy, kontraindikácie a bezpečnostné opatrenia. Je dôležité, aby ste si prečítali návod na použitie zariadenia, vrátane postupov po použití, a dôsledne ich dodržiavali. Pred ošetrením vám odporúčame znova sa oboznámiť s návodom na použitie.

1.1. Obsah balenia

Obsah balenia zariadenia Silk'n ReVit Essential obsahuje tieto položky.

- Zariadenie ReVit Essential
- Balíček filtrov
- 2 ošetrovacie koncovky (jemná a drsnejšia)
- Náhradné gumené uzávery
- Sieťový adaptér s káblom
- Úložné vrečko
- Návod na obsluhu
- Záručný list

1.2. Opis zariadenia

ReVit Essential je elektrické zariadenie s dvojitým účinkom určené na domáce použitie. Poskytuje dve funkcie ošetrovania pleti: mikrodermabráziu (exfoliáciu) a vákuovú stimuláciu pokožky.

Mikrodermabrázia (exfoliácia)

- Jemná, neabrazívna exfoliácia na dosiahnutie hladšej a sviežejšej pokožky.
- Zlepšuje pružnosť, textúru a elasticitu pokožky.
- Pomáha redukovať výskyt stareckých škvŕn.
- Pomáha redukovať výskyt jemných vrások okolo očí.

Vákuová stimulácia

- Pomáha stimulovať na dosiahnutie hladšej, mladšie vyzerajúcej pokožky.
- Vynáša niektoré nečistoty na povrch.
- Zhromažďuje odumreté kožné bunky na likvidáciu.

Zariadenie obsahuje *ošetrovaciu koncovku* (č. 1), *gumený uzáver* (č. 2), *filter* (č. 3), *spínač zap./vyp.* (č. 4), *zdierku zariadenia* (č. 5) a *napájací adaptér s káblom* (č. 6). Umiestnenie jednotlivých prvkov na zariadení nájdete na obrázku na prednej strane tohto návodu.

SK

1.3. Určené použitie

Silk'n ReVit Essential je voľne predajné zariadenie určené na exfoliáciu hornej vrstvy pokožky na dosiahnutie sviežejšieho vzhľadu. Je určené na ošetrovanie:

- stareckých škvŕn na tvári, krku a rukách;
- jemných vrások na tvári;
- zmeny farby kože;
- tmavých škvŕn a plytkých jaziev;
- unavenej a slnkom poškodenej pokožky.

Zariadenie je určené na svojpomocné ošetrovanie v domácnosti. Používajte len na účel opísaný v tomto návode; nepoužívajte na žiadny iný účel.

2. Kontraindikácie a výstrahy

Pozorne si prečítajte túto časť a pozornosť venujte výstrahám a kontraindikáciám.

- ! Toto zariadenie nesmú používať: deti, osoby mladšie než 16 rokov, dospelé osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či psychickými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnou skúsenosťou alebo znalosťou o používaní zariadenia. Na deti treba dohliadať, aby sa so zariadením nehrali.

Zariadenie Silk'n ReVit nepoužívajte, ak:

- ! máte rosaceu,
- ! máte nedostatočne kontrolované endokrinné ochorenie, napríklad cukrovku či ochorenie štítnej žľazy,
- ! trpíte neštandardnými stavmi kože spôsobenými cukrovkou alebo inými metabolickými chorobami,
- ! ste počas posledných 3 mesiacov postúpili ožarovaciu liečbu alebo chemoterapiu, alebo máte na koži miesta s potenciálnym zhubným ochorením,
- ! ste počas posledných 6 mesiacov na pokožke používali liečivá viazané na lekársky predpis,
- ! máte iný problém, ktorý by pre vás podľa názoru vášho lekára či dermatológa predstavoval v súvislosti s ošetrením nebezpečenstvo.

Neošetrujte miesta:

- ❗ s aktívnym ekzémom, psoriázou, léziami, otvorenými ranami alebo infekciou (opar pri horúčke), materskými znamienkami alebo bradavicami, s pokožkou v abnormálnom stave, ktorý je spôsobený systémovými či metabolickými ochoreniami (napr. cukrovkou);
- ❗ na ktorých sa v minulosti objavili ložiská herpesu;
- ❗ s poranenou pokožkou,
- ☀️ ktoré boli nedávno vystavené pôsobeniu slnka bez ochrany (počkajte 1 deň); ak je pokožka opálená alebo spálená slnkom, počkajte 3 dni.

Ďalšie výstrahy

- ❗ Nepoužívajte na bradavky a genitálie.
- ❗ Výrobok odporúčame používať maximálne dvakrát týždenne.
- ❗ Ak pri ošetrení pociťujete nepohodlie, prepnite na nízky stupeň satia.
- ❗ Ak pri aplikácii pokožka veľmi sčervenie, okamžite prestaňte používať zariadenie.
- ❗ Pred ošetrením snímte všetky šperky.
- ❗ Ak po ošetrení vystavujete pokožku účinkom slnka, chráňte ju krémom s ochranným faktorom SPF 30 alebo vyšším.



Pred spustením zariadenia alebo pred tým, než sa dotknete sieťového adaptéra sa vždy uistite, že máte suché ruky a kožu.



Zariadenie uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od vody a kvapalín! Nepoužívajte v blízkosti vaní, sprích, umývadiel či iných nádob s vodou. Zariadenie neumiestňujte ani neskladujte na miestach, odkiaľ by mohlo spadnúť, byť zhodené, ani ho neumiestňujte kdekoľvek blízko vody či inej kvapaliny. Na týchto miestach hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Okamžite vytiahnite sieťový adaptér zo zástrčky a zariadenie nepoužívajte.



Zapnuté zariadenie nikdy nenechávajte bez dozoru. Sieťový adaptér uschovávajte tak, aby bol vždy dostupný, aby mohol byť v prípade núdze jednoducho vytiahnutý zo zástrčky. Po použití zariadenie okamžite odpojte z elektrickej siete.



Zariadenie neprenášajte držiac ho za kábel sieťového adaptéra.



Ak sa vyskytne porucha zariadenia, už ho viac nepoužívajte.



Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť a opravovať. Opravy nechajte vykonať len v odbornej opravovni alebo zákazníckom servise.

3. Zariadenie Silk'n ReVit nepoužívajte, ak:

- zariadenie prevádzkujte len s dodaným sieťovým adaptérom. Zariadenie nepoužívajte s prípojkami alebo príslušenstvom, ktoré neodporúča spoločnosť Home Skinovations Ltd.
- je prípojný kábel alebo sieťový adaptér poškodený. Napájací kábel uchovajte mimo dosahu horúcich povrchov.
- počas používania uvidíte alebo zacítite dym,
- zariadenie nefunguje správne alebo sa zdá byť poškodené,
- vonkajší obal zariadenia je prasknutý alebo sa rozpadá,
- zariadenie spadlo do vody.

V takých prípadoch kontaktujte zákaznícky servis Silk'n.

4. Čo môžete očakávať od zariadenia Silk'n ReVit Essential

Nasledovné body sú normálne a môžu sa počas ošetrenia vyskytnúť:

- **Bzučivý zvuk zariadenia:** ide o zvuk spustenej sacej pumpy.
- **Slabé začervenanie pokožky:** zmizne počas niekoľkých hodín, maximálne do jedného dňa.
- Ak je pokožka veľmi červená, okamžite prestaňte používať zariadenie.



Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek komplikácie, kontaktujte vášho lekára.

5. Možné vedľajšie účinky

Ak budete dodržiavať pokyny v návode a dbať na všetky bezpečnostné upozornenia, pravdepodobne sa nevyskytnú žiadne komplikácie či vedľajšie účinky. Všetky kozmetické postupy, vrátane postupov vykonávaných v domácnosti, zahŕňajú určitý stupeň rizika. Preto je dôležité, aby ste pochopili riziká a komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť, a prijali ich.

Nežiaduci účinok	Riziko
Začervenanie pokožky Môže u vás dôjsť k rozťahnutiu povrchových krvných vlásočníc. Môže to spôsobiť určité začervenanie na niekoľko dní. Okrem toho môžu niektoré vlásočnice predstavovať červené bodky, ktoré časom zmiznú. V takýchto prípadoch okamžite ochladte miesto studenou vodou.	Nízke
Podliatiny Môžu sa u vás vyskytnúť slabé podliatiny, ktoré by mali zmiznúť po 2 až 3 dňoch.	Nízke

Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek pretrvávajúce príznaky, kontaktujte vášho lekára.

6. Pred prvým ošetrením



Pri použití zariadenia Silk'n ReVit Essential postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Zariadenie a ostatné súčasti vyberte z balenia.
2. Zapojte prípojnú zástrčku *sieťového adaptéra* do *zdieľky zariadenia* a potom zapojte *sieťový adaptér* do dobre prístupnej zástrčky.
3. Pozrite si odporúčania o používaní zariadenia ReVit Essential pri ošetrení rôznych miest (pozri nasledujúcu stranu).

6.1. Ošetrované miesta

Odporúčame, aby ste začali režimom nízkeho satia a po niekoľkých použitíach prešli na režim vysokého satia. Ak pociťujete nepohodlie, pri ošetroaní príslušného miesta prepnite na režim nízkeho satia. Zariadenie používajte len tak, ako je vysvetlené v nasledujúcej tabuľke a na oboch spodných obrázkoch.

Ošetrované miesto	Odporúčania
Čelo, líca a brada	Pohybujte zariadením po pokožke od stredu smerom von a k línii vlasov.
Oči a nos	V oblasti okolo obočia používajte krátke pohyby smerom nahor. Vyhýbajte sa očným viečkam. V oblasti nosa používajte rovné pohyby smerom nadol, pozdĺž krivky nosa a obrysov lícnych kostí.
Krk	Používajte jemné pohyby smerom nadol a ošetríte celú plochu krku.



Na začiatku môžete každé miesto ošetriť 2 až 4 krát. Keď si vaša pokožka na ošetrovanie zvykne, môžete počet ošetrení zvýšiť na 4 až 6.


6.2. Jemná a drsnejšia koncovka ReVit Essential

Zariadenie má dve ošetrovacie *koncovky*. Odporúčame vám začať s jemnou koncovkou.

- Jemnú *koncovku* používajte na jemný piling.
- Drsnejšiu *koncovku* používajte na bežný piling.

Výmena koncoviek:

1. Skontrolujte, že zariadenie nie je zapojené do elektrickej zásuvky.
2. Zo zariadenia vytiahnite *koncovku* (č. 1) a na zariadenie nasadte druhú *koncovku* až na doraz. Musí počuteľne a citeľne zapadnúť. Pred použitím overte, že *koncovka* je pevne nasadená v správnej polohe.



7. Začíname!

Vaša pokožka bude sviežejšia a hladšia! Ošetrovanie zariadením Silk'n ReVit Essential je jednoduché. Stačí postupovať podľa krokov pre oblasť, ktorú chcete ošetriť. Celkové ošetrovanie by malo trvať asi 5 minút.

7.1. Odporúčané bezpečnostné opatrenia

- Pred prvým ošetrením oblasti vykonajte bodový test na malej ploche pokožky. Ak sa neprejaví negatívna reakcia, pokračujte v ošetrovaní tejto oblasti.
- Na prvé 2 až 3 ošetrenia používajte režim nízkeho satia.
- Odporúčame, aby ste zariadenie nepoužívali viac než dvakrát týždenne.
- ! Ak pocítite akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte.

7.2. Kroky ošetrovania

1. Pokožka musí byť čistá, suchá a zbavená akéhokoľvek púdro, krému či gélu.
2. Skontrolujte, že je *gumený uzáver* (č. 2), *filter* (č. 3) a *koncovka* (č. 1) pevne v správnej polohe. Na niekoľko prvých ošetrovaní určite použite jemnú *koncovku*.
3. Zariadenie zapnite stlačením *spínača zap./vyp.* (č. 4).
4. Priložte zariadenie *koncovkou* pevne k pokožke, aby ste cítili satie.
5. *Koncovkou* hladkajte po pokožke postupom odporúčaným v časti 6.1. Ošetrované miesta.
6. Ak chcete prejsť z režimu nízkeho satia na režim vysokého satia, znova stlačte *spínač zap./vyp.*
7. Ak chcete po dokončení ošetrovania zariadenie vypnúť, raz alebo dvakrát krátko stlačte *spínač zap./vyp.* v závislosti od používaného režimu satia.
8. Po použití vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a zariadenie znovu vložte do originálneho balenia. Pozrite si časť 8. Údržba a skladovanie.

7.3. Po ošetrovaní

- Ihneď po ošetrovaní sa nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a aplikujte ochranný faktor SPF 30 alebo vyšší.
- Odporúčame použitie upokojujúcej masky na tvár, denného alebo nočného krému.

8. Údržba a skladovanie

Po každom ošetroení je dôležité zariadenie Silk'n ReVit Essential správne vyčistiť a uložiť.


-  Najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Potom vytiahnite prípojnú zástrčku zo *zdievky zariadenia*.
-  Zariadenie čistíte utretím čistou suchou tkaninou. Používajte čistiaci prípravok s nie viac než 70 % alkoholu alebo iný neabrazívny čistiaci prípravok. Nikdy nepoužívajte acetón či iné abrazívne kvapaliny, pretože vaše zariadenie poškodí.
-  Ak chcete vyčistiť *koncovku*, najprv ju zo zariadenia vytiahnite, umyte ju saponátom a vodou a následne dôkladne vysušte.
-  Ak chcete vyčistiť *filter*, jednoducho ho vytiahnite zo zariadenia, mäkkou kefkou odstráňte všetky nečistoty a vložte ho znovu do zariadenia.
-  Po očistení odporúčame zariadenie skladovať v originálnom balení.
-  Okrem *koncoviek* nikdy zariadenie Silk'n ReVit Essential neponárajte do vody.

8.1. Výmena filtra

Filter je potrebné vyčistiť alebo vymeniť kvôli nahromadeniu odstránenej pokožky. Odporúčame vám to vykonať vždy po niekoľkých ošetreniach.

Výmena filtra:

1. Zo zariadenia vytiahnite *koncovku*. Následne uvidíte *gumený uzáver* a malý čierny *filter*.
2. Vytiahnite *gumený uzáver* (č. 2) a potom vyberte *filter* (č. 3).
3. *Filter* vyčistíte pomocou kefkou, ktorou odstráňte všetky nečistoty, a potom ho vložte späť do zariadenia. Ak chcete vymeniť *filter*, odstráňte aktuálny *filter* a vložte nový.



4. Nasadíte *gumený uzáver* cez *filter* na zariadenie tak, aby po všetkých stranách lícoval. Potom na zariadenie znovu nasadíte koncovku. Musí počuteľne a citelne zapadnúť.

8.2. Výmena koncovky

Odporúčame vymeniť *koncovku* každých šesť mesiacov alebo skôr, ak došlo k poškodeniu abrazívnej špičky koncovky.

9. Náhradné diely a spotrebný materiál

Filtre a *koncovky* si môžete objednať prostredníctvom našej webovej lokality: www.silkn.eu. O náhradné *gumené kryty* alebo sieťové *adaptéry* požiadajte zákaznícky servis.

10. Riešenie problémov

Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť a opravovať. Opravy nechajte vykonať len v odbornej opravovni alebo zákazníckom servise.

Problém	Kontrola
Zariadenie Silk'n ReVit Essential sa nespúšťa.	Skontrolujte, či je prípojná zástrčka sieťového adaptéra správne zasunutá do <i>zdieľky zariadenia</i> a <i>sieťový adaptér</i> zasunutý v zástrčke.
Keď sa zariadenie dotýka mojej pokožky, necítim žiadne satie.	Skontrolujte, že zariadenie je zapnuté, že <i>filter</i> , <i>gumený uzáver</i> a <i>koncovka</i> sú správne umiestnené na zariadení.



Ak zariadenie nefunguje správne, nepoužívajte ho.

11. Zákaznícky servis

Viac informácií nájdete na webovej lokalite: www.silkn.eu. Tento návod na použitie si môžete vo formáte PDF taktiež stiahnuť z lokality: www.silkn.eu.

Ak chcete oznámiť neočakávané činnosti alebo udalosti či iný problém so zariadením kontaktujte zákaznícky servis Silk'n. Naše kontaktné údaje sú:

SK

Krajina	Telefónne číslo servisu	E-mail
Belgicko	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francúzsko	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Nemecko	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Taliansko		servizioclientiit@silkn.eu
Holandsko	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Španielsko	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Spojené kráľovstvo	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Ostatné krajiny	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

12. Záruka

Upozornenia k záruke nájdete na priloženom záručnom letáku.

13. Likvidácia



Pomôžte chrániť životné prostredie. Nelikvidujte ako domový odpad a dodržiavajte zákony vašej krajiny, ktoré upravujú likvidáciu elektrických výrobkov.

14. Špecifikácie

Č. modelu	H4201
Technológia	Vákuová koncovka
Príkon	12 V DC; 0,2 A
Hmotnosť systému	110 g
Preprava a skladovanie medzi použitiami a skladovacie podmienky	Teplota: -40 °C až +70 °C Relatívna vlhkosť: 10 % až 90 % Atmosférický tlak: 500 až 1060 hPa
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 °C až 35 °C Relatívna vlhkosť: 30 % až 75 % Atmosférický tlak: 700 až 1060 hPa
Modely adaptérov a menovité hodnoty	SAW12-120-0500XX XX Pozrite si typ zástrčky Vstup: 100 až 240 V AC; 50 až 60 Hz; 0,3 A Výstup: 12 V; 0,5 A
Očakávaná prevádzková životnosť zariadenia	3 roky
Dodržiavanie právnych predpisov a stanovených požiadaviek	2014/35/EU 2014/30/EU Smernica 2011/65/ES (RoHS) Nariadenie ES č. 1907/2006 (REACH)

SK

15. Značky a symboly

	Výrobky označené týmto symbolom vyhovujú požiadavkám smerníc EÚ.
	Trieda III. Spotrebič je napájaný zo zdroja s veľmi nízkym napätím.
	Len na použitie v interiéri.
	Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
	Nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Likvidujte v súlade s zákonmi vašej krajiny, aby ste pomohli chrániť životné prostredie. V súlade so smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

SK

Mentions légales

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard de leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Home Skinovations Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, les marques de commerce, les droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL, www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Table des matières

1.	En savoir plus sur votre Silk'n ReVit Essential	53
1.1.	Contenu de l'emballage	53
1.2.	Description de l'appareil.....	53
1.3.	Usage prévu	54
2.	Contre-indications & avertissements.....	55
3.	N'utilisez pas Silk'n ReVit Essential si :	58
4.	À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n ReVit Essential	58
5.	Effets secondaires possibles	59
6.	Avant votre première séance	59
6.1.	Zones de traitement	60
6.2.	Les pointes Délicate et Rugueuse du ReVit Essential	61
7.	Commencez !	61
7.1.	Précautions recommandées	61
7.2.	Étapes du traitement	62
7.3.	Après la séance.....	62
8.	Entretien et stockage.....	63
8.1.	Remplacer le filtre	63
8.2.	Remplacer la pointe	64
9.	Pièces détachées et consommables	64
10.	Dépannage	64
11.	Service à la clientèle	65
12.	Garantie	65
13.	Élimination	65
14.	Caractéristiques techniques	66
15.	Signes et symboles	67

1. En savoir plus sur votre Silk'n ReVit Essential

Silk'n ReVit Essential est un appareil électrique. Ainsi, il doit être utilisé avec précaution pour des raisons de sécurité. Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, assurez-vous de lire tous les avertissements, contre-indications et précautions de sécurité. Il est important que vous lisiez et compreniez les instructions sur la façon d'utiliser cet appareil, y compris les procédures post-utilisation, et que vous les respectiez scrupuleusement. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions avant les soins.

1.1. Contenu de l'emballage

L'emballage de votre Silk'n ReVit Essential comprend les articles suivants :

FR

- L'appareil ReVit Essential
- Lot de filtres
- 2 Pointes de traitement (Délicate et Rugueuse)
- Embouts de rechange en caoutchouc
- Adaptateur secteur avec câble
- Pochette de rangement
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

1.2. Description de l'appareil

ReVit Essential est un appareil de dermabrasion à domicile à double action. Il combine microdermabrasion par gommage et aspiration stimulante de la peau.

Gommage par microdermabrasion

- Un gommage doux et non-abrasif pour une peau plus lisse et plus fraîche.
- Son action contribue à améliorer le teint, la structure et l'élasticité de la peau.
- Aide à réduire les taches de vieillesse.
- Aide à réduire l'apparition de ridules autour des yeux.

Aspiration stimulante

- Son action stimulante procure une peau plus lisse et rajeunie.
- Amène certaines impuretés à la surface.
- Capture les cellules de peau mortes pour élimination.

L'appareil est composé d'une *pointe de traitement* (#1), d'un *embout en caoutchouc* (#2), d'un *filtre* (#3), d'un *bouton marche/arrêt* (#4), d'une *base* (#5), et d'un *adaptateur secteur avec câble* (#6). Veuillez vous référer au diagramme placé sur l'avant de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque composant de l'appareil.

FR

1.3. Usage prévu

Silk'n ReVit Essential est un appareil en vente libre conçu pour le gommage des couches supérieures de l'épiderme, pour une peau visiblement plus fraîche. L'appareil est prévu pour le traitement de :

- Taches de vieillesse sur le visage, le cou, et les mains
- Fines ridules apparaissant sur le visage
- Décoloration de la peau
- Taches brunes et cicatrices superficielles
- Peaux ternes ou endommagées par le soleil

L'appareil est prévu pour une utilisation à domicile. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce manuel.

2. Contre-indications & avertissements

Assurez-vous de lire attentivement cette section et prenez note des avertissements et des contre-indications.

- ❗ L'appareil ne doit pas être utilisé par : les enfants, les personnes de moins de 16 ans, les personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, ou les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

FR

N'utilisez pas Silk'n ReVit Essential si :

- ❗ Votre peau est atteinte de rosacée.
- ❗ Vous présentez des troubles endocriniens mal contrôlés, tels qu'un diabète ou des maladies thyroïdiennes.
- ❗ En cas de problèmes de peau causés par un diabète ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques.
- ❗ Une radiothérapie ou chimiothérapie a été reçue au cours des 3 derniers mois, ou si vous avez des zones de la peau susceptibles d'évolution maligne.
- ❗ Vous avez pris des médicaments prescrits par le médecin pour votre peau au cours des 6 derniers mois.
- ❗ Toute autre affection qui, de l'avis de votre médecin ou de votre dermatologue, rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous.

Ne traitez pas les zones qui ont :

- ❗ De l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), des grains de beauté ou des verrues, un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète).
- ❗ Des antécédents de poussées d'herpès.
- ❗ Subi des traumatismes ou des lésions cutanées.
- ☀️ Été exposées au soleil sans protection (attendre 24h); pour des peaux bronzées ou ayant subi des coups de soleil, attendre 3 jours.

Avertissements supplémentaires

- ❗ Ne pas utiliser sur le bout des seins ou les organes génitaux.
- ❗ Il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil plus de deux fois par semaine.
- ❗ Optez pour le mode d'aspiration faible si vous ressentez un inconfort quelconque.
- ❗ Arrêtez immédiatement l'utilisation si votre peau devient très rouge pendant l'utilisation.
- ❗ Enlevez tout bijou avant de procéder aux séances.
- ❗ Protégez votre peau avec un écran solaire ayant un FPS de 30 ou plus si vous vous exposez au soleil après le traitement.

-  Toujours veiller à ce que vos mains et peau soient sèches avant d'utiliser l'appareil ou de toucher l'adaptateur secteur.
-  Évitez que l'appareil entre en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ! Ne pas utiliser près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Ne placez pas l'appareil à un endroit où il peut tomber, être poussé ou placé près de l'eau ou de tout autre liquide. Il y a un risque d'électrocution. Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur et ne réutilisez pas l'appareil.
-  Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Veillez à ce que l'adaptateur secteur soit accessible à tout moment, afin qu'il puisse être retiré de la prise facilement en cas d'urgence. Débranchez l'adaptateur secteur immédiatement après chaque utilisation.
-  Ne portez pas l'appareil par le câble de l'adaptateur secteur.
-  En cas de dysfonctionnement l'appareil ne doit pas être utilisé.
-  Ne modifiez pas l'article. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente.

3. N'utilisez pas Silk'n ReVit Essential si :

- Il ne faut utiliser l'appareil qu'avec l'adaptateur secteur fourni. N'utilisez pas l'appareil avec des connecteurs ou des accessoires non recommandés par Home Skinovations Ltd.
- Le câble ou l'adaptateur secteur de l'appareil sont endommagés. Maintenez le câble à distance de toute source de chaleur.
- Vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il fonctionne.
- L'appareil ne fonctionne pas correctement ou il semble abîmé.
- La coque de l'appareil est fendue ou se détache en morceaux.
- L'appareil est tombé dans l'eau.

Dans ces cas, contactez le service à la clientèle Silk'n.

4. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n ReVit Essential

Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Un bourdonnement provenant de l'appareil :** C'est la pompe aspirante qui fonctionne.
- **L'apparition de quelques rougeurs :** Cela devrait se résorber en quelques heures ou en un jour.
- ❗ Arrêtez immédiatement l'utilisation si votre peau est très rouge.
- ❗ Si vous constatez des complications, veuillez contacter votre médecin.

5. Effets secondaires possibles

Si vous suivez les instructions complètement et faites attention à tous les avertissements et les contre-indications, les complications et les effets secondaires sont rares. Tous les traitements esthétiques, y compris ceux conçus pour une utilisation à domicile, comportent un certain degré de risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications qui peuvent éventuellement survenir.

Effets indésirables	Risque
Rougeur cutanée Vous pourriez présenter une dilatation des petits capillaires sanguins superficiels. Cela peut provoquer des rougeurs pendant quelques jours. En outre, certains capillaires peuvent présenter des taches rouges qui se résorberont également avec le temps. Dans de tels cas, refroidissez immédiatement la zone avec de l'eau froide.	Faible
Ecchymoses Il est possible que des petites ecchymoses apparaissent, qui se résorberont au bout de 2 ou 3 jours.	Faible

Veuillez consulter votre médecin si vous présentez des symptômes persistants.

6. Avant votre première séance


Pour utiliser votre Silk'n ReVit Essential, procédez comme suit :

1. Sortez l'appareil et les autres composants de la boîte.
2. Branchez la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise de l'appareil, puis branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant aisément accessible.
3. Veuillez étudier attentivement les recommandations d'utilisation du ReVit Essential sur les différentes zones de traitement (voir page suivante).

6.1. Zones de traitement

Nous vous recommandons de commencer par le mode d'aspiration faible et de ne passer au mode élevé qu'après quelques utilisations. Si vous ressentez un inconfort quelconque, veuillez travailler la zone de traitement en mode d'aspiration faible. Utilisez l'appareil uniquement de la façon décrite dans le tableau suivant et représentée dans les deux illustrations figurant plus bas.

Zone de traitement	Recommandations
Front, joues et menton	Déplacez l'appareil sur la zone à traiter du centre vers l'extérieur puis vers la naissance des cheveux.
Yeux et nez	Appliquez des petits coups brefs vers le haut pour la zone qui entoure les sourcils. Évitez les paupières. Pour le nez, appliquez des mouvements droits vers le bas en suivant la courbe du nez et le contour des pommettes.
Cou	Pratiquez des mouvements fluides vers le bas et travaillez toute la zone du cou.



Pour commencer, faites passer l'appareil entre 2 et 4 fois sur la zone souhaitée. Lorsque votre peau est habituée au traitement, vous pouvez augmenter à entre 4 et 6 passages.


6.2. Les pointes Délicate et Rugueuse du ReVit Essential

L'appareil est doté de deux *pointes de traitement*. Nous vous recommandons de commencer par la pointe Délicate.

- Utilisez la *pointe Délicate* pour une finition délicate.
- Utilisez la *pointe Rugueuse* pour un traitement général.

Pour changer les pointes :

1. Assurez-vous que l'appareil ne soit pas branché dans une prise d'alimentation.
2. Retirez la *pointe* (#1) de l'appareil et enfichez la deuxième *pointe* sur l'appareil. Vous devez la sentir et l'entendre s'encliqueter. Assurez-vous que *la pointe* soit bien fixée avant utilisation.



FR

7. Commencez !

Vous êtes sur la bonne voie pour avoir une peau visiblement plus lisse et fraîche ! Le traitement avec Silk'n ReVit Essential est facile. Suivez simplement ces étapes pour chaque zone que vous souhaitez traiter. Une séance complète devrait prendre environ 5 minutes.

7.1. Précautions recommandées

- Avant de traiter une zone pour la première fois, essayez d'abord sur une petite zone de peau. Si votre peau n'affiche pas de réaction négative, vous pouvez continuer à traiter cette zone.
- Nous vous recommandons d'utiliser le mode d'aspiration faible pour les 2-3 premiers traitements.
- Nous vous recommandons de ne pas utiliser l'appareil plus de deux fois par semaine.

! Arrêtez immédiatement si vous ressentez une sensation d'inconfort.

7.2. Étapes du traitement

1. Veillez à ce que votre peau soit parfaitement propre, sèche et sans traces de poudre, crème, ou gel.
2. Assurez-vous que l'*embout en caoutchouc* (#2), le *filtre* (#3), et la *pointe* (#1) soient bien fixés. Lors des premiers traitements, veillez à bien utiliser la *pointe Délicate*.
3. Appuyez sur le *bouton marche/arrêt* (#4) pour mettre l'appareil en marche.
4. Appuyez la *pointe* sur votre peau afin de ressentir l'aspiration.
5. Faites passer la pointe sur la peau comme indiqué en section 6.1. Zones de traitement.
6. Pour passer du mode d'aspiration faible au mode d'aspiration élevé, appuyez une fois de plus sur le *bouton marche/arrêt*.
7. Pour éteindre l'appareil à la fin de la séance de traitement, appuyez brièvement sur le *bouton marche/arrêt* une fois, ou deux, selon le mode d'aspiration en cours.
8. Après utilisation, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et rangez l'appareil dans l'emballage d'origine. Veuillez vous référer à la section 8. Entretien et stockage.

7.3. Après la séance

- Évitez toute exposition directe au soleil immédiatement après le traitement, et appliquez un écran solaire ayant un FPS d'au moins 30 ou plus.
- Nous vous recommandons d'appliquer une crème (de jour ou de nuit) ou un masque de visage apaisants.

8. Entretien et stockage

Il est important de nettoyer votre appareil Silk'n ReVit Essential et de le ranger convenablement après chaque traitement.

-  Tout d'abord, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant. Ensuite, débranchez la fiche de l'adaptateur secteur de l'appareil.
-  Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits agressifs, abrasifs ou caustiques. Il suffit d'essuyer l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
-  Pour nettoyer la *pointe*, retirez-la d'abord de l'appareil, lavez-la avec de l'eau et du savon, puis séchez soigneusement.
-  Pour nettoyer le *filtre*, retirez-le d'abord de l'appareil, utilisez une brosse douce pour le nettoyer de tout débris, puis replacez-le dans l'appareil.
-  Après le nettoyage, nous vous recommandons de stocker l'appareil dans sa boîte d'origine.
-  À l'exception des *pointes*, ne jamais plonger votre Silk'n ReVit Essential dans l'eau.


FR

8.1. Remplacer le filtre

Le *filtre* doit être nettoyé ou remplacé en raison d'une accumulation de cellules de peau mortes. Nous vous recommandons de faire ceci tous les quelques traitements.

Pour remplacer le filtre :

1. Retirez la *pointe* de l'appareil. Vous verrez alors l'*embout en caoutchouc* et le petit *filtre noir*.
2. Retirez l'*embout en caoutchouc* (#2), puis retirez le *filtre* (#3).
3. Pour nettoyer le *filtre*, enlevez tout débris avec une brosse, puis replacez-le dans l'appareil. Pour changer un *filtre*, retirez le *filtre* déjà en place et insérez un nouveau *filtre*.



4. Remettez l'*embout en caoutchouc* bien en place sur le filtre. Repositionnez ensuite la *pointe* sur l'appareil, vous devez l'entendre et la sentir s'encliqueter.

8.2. Remplacer la pointe

Nous vous recommandons de changer la *pointe* tous les six mois, ou avant si la pointe est endommagée.

9. Pièces détachées et consommables

Vous pouvez commander plus de *filtres* et de *pointes* sur notre site internet : www.silkn.eu. Pour remplacer les embouts en caoutchouc ou l'*adaptateur secteur*, merci de contacter le service après-vente.

10. Dépannage

Ne modifiez pas l'article. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente.

Problème	Contrôles
Mon Silk'n ReVit Essential ne démarre pas.	Assurez-vous que la fiche de l' <i>adaptateur secteur</i> est branchée correctement sur l'appareil et que l' <i>adaptateur secteur</i> est branché sur une prise de courant.
Je ne ressens pas d'aspiration lorsque l'appareil est en contact avec ma peau.	Assurez-vous que l'appareil est bien allumé, et vérifiez que le <i>filtre</i> , l' <i>embout en caoutchouc</i> et la <i>pointe</i> sont bien positionnés sur l'appareil.



En cas de dysfonctionnement, l'appareil ne doit pas être utilisé.

11. Service à la clientèle

Consultez notre site Web pour plus d'informations : www.silkn.eu. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site : www.silkn.eu.

Veuillez contactez le service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendu, ou tout autre problème lié à votre appareil. Nos coordonnées sont les suivantes :

Pays	Numéro du service	E-mail
Belgique	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italie		servizioclientiit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espagne	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

FR

12. Garantie

Vous trouverez les dispositions de garantie sur la fiche de garantie ci-jointe.

13. Élimination



Aidez à protéger l'environnement. Ne jetez pas votre appareil avec les ordures ménagères et assurez-vous de respecter les lois de votre pays concernant l'élimination des articles électriques.

14. Caractéristiques techniques

N° modèle	H4201
Technologie	Embout de remplissage à dépression
Puissance d'entrée	12 V CC, 0,2 A
Poids du système	110 g
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	Température: -40 °C à +70 °C Humidité relative: 10% à 90% Pression atmosphérique: 500 à 1060 hPa
Conditions de fonctionnement	Température: 10 à 35°C Humidité relative: 30% à 75% Pression atmosphérique: 700 à 1060 hPa
Modèles et classe d'adaptateurs	SAW12-120-0500XX XX Se référer au type de fiche Entrée : 100-240V CA, 50-60 Hz, 0,3A Sortie : 12 V, 0,5A
Durée de vie prévue de l'équipement	3 ans
Conformité	2014/35/UE 2014/30/UE Directive 2011/65/UE RoHS Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

15. Signes et symboles

	Les produits qui portent ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE.
	Classe III. L'appareil est alimenté par une source à très basse tension.
	À utiliser exclusivement en intérieur.
	Ne pas utiliser dans des environnements humides.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Éliminer conformément aux lois de votre pays et aider à protéger l'environnement. En conformité avec la directive DEEE.

FR

Právní sdělení

Home Skinovations Ltd. si vyhrazuje právo provádět změny u svých výrobků nebo v jejich technické specifikaci v rámci zlepšení jejich výkonu, spolehlivosti nebo výrobitelnosti. Informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd. jsou v době vydání dokumentu považovány za přesné a pravdivé. Home Skinovations Ltd. však nenese žádnou odpovědnost za jejich využití. V rámci patentu nebo patentových práv Home Skinovations Ltd. neznamená jakékoli jejich využití získání licence.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být z jakéhokoli důvodu reprodukována ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky ani mechanicky, bez výslovného písemného svolení Home Skinovations Ltd. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Home Skinovations Ltd. vlastní patenty a nevyřízené patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva a další práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu nezakládá žádný nárok na tyto patenty, ochranné známky, autorská nebo jiná práva duševního vlastnictví s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v případné písemné smlouvě s Home Skinovations Ltd. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Silk'n a logo Silk'n jsou registrované ochranné známky společnosti Home Skinovations Ltd, Apolo Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL, www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Obsah

1. Seznamte se se svým Silk'n ReVit Essential	70
1.1. Obsah balení	70
1.2. Popis výrobku	70
1.3. Použití	71
2. Kontraindikace a varování	71
3. Silk'n ReVit Essential nepoužívejte, když.....	74
4. Co můžete očekávat při ošetření Silk'n ReVit Essential	75
5. Možné vedlejší účinky	75
6. Před prvním ošetřením.....	76
6.1. Ošetřovaná místa	76
6.2. Jemná a drsnější koncovka ReVit Essential	77
7. Začínáme!	77
7.1. Doporučená bezpečnostní opatření	77
7.2. Kroky ošetření	78
7.3. Po ošetření	78
8. Údržba a skladování	79
8.1. Výměna filtru	79
8.2. Výměna koncovky	80
9. Náhradní díly a spotřební materiál	80
10. Řešení potíží	80
11. Zákaznický servis.....	81
12. Záruka	81
13. Likvidace.....	81
14. Specifikace.....	82
15. Značky a symboly	83

1. Seznamte se se svým Silk'n ReVit Essential

Silk'n ReVit Essential je elektrický přístroj a při jeho používání musí být brán zvláštní zřetel na bezpečnost. Před prvním použitím výrobku je nutné prostudovat všechna varování, kontraindikace a bezpečnostní opatření. Je důležité, abyste si přečetli návod, jak výrobek používat, včetně postupů po použití, těmto pokynům porozuměli a přísně je dodržovali. Doporučujeme znovu si pročíst návod k obsluze před každým ošetřením.

I.1. Obsah balení

Vaše balení výrobku Silk'n ReVit Essential obsahuje dále uvedené součásti.

- Přístroj ReVit Essential
- Síťový adaptér s kabelem
- Balíček filtrů
- Úložný sáček
- 2 ošetrovací koncovky (jemná a drsnější)
- Návod k použití
- Náhradní gumové uzávěry
- Záruční list

I.2. Popis výrobku

ReVit Essential je elektrický přístroj pro ošetření kůže s dvojitým účinkem, určený pro domácí použití. Kombinuje mikrodermabrazii (exfoliaci) a vakuovou stimulaci pokožky.

Mikrodermabrazie (exfoliace)

- Jemná, neabrazivní exfoliace, jejímž výsledkem je hladší, svěžejší pleť.
- Zlepšuje zbarvení, texturu a elasticitu pokožky.
- Redukuje stařecké skvrny.
- Redukuje jemné rýhy okolo očí.

Vakuová stimulace

- Stimulace napomáhá při vyhlazení pokožky, aby vypadala mladší.
- Vynáší některé nečistoty na povrch pleti.
- Odstraňuje odumřelé kožní buňky a sbírá je.

Tento výrobek obsahuje *ošetřovací koncovku* (č. 1), *gumový uzávěr* (č. 2), *filtr* (č. 3), *vypínač* (č. 4), *patici* (č. 5) a *síťový adaptér s kabelem* (č. 6). Umístění jednotlivých prvků na přístroji naleznete na obrázku na přední straně tohoto návodu k použití.

I.3. Použití

Silk'n ReVit Essential je volně prodejný přístroj, určený pro exfoliaci horní vrstvy pokožky, která tak vypadá svěžejší. Je určen pro ošetření:

- stárnoucí pleti na obličeji, krku a rukou,
- jemných vrásek a rýh na obličeji,
- změny barvy kůže,
- tmavých skvrn a mělkých jizev,
- unavené a sluncem poškozené pleti.

Tento výrobek je určen k domácímu použití. Výrobek nepoužívejte k žádnému jinému účelu, než je popsán v tomto návodu.

2. Kontraindikace a varování

Důkladně si přečtěte si tuto část a zvláštní pozornost věnujte varováním a kontraindikacím.

- ! Tento výrobek nesmí používat následující osoby: děti, osoby mladší než 16 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osoby, které nemají s jeho použitím zkušenosti ani potřebné znalosti. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo jisté, že si s přístrojem nebudou hrát.

Silk'n ReVit Essential nepoužívejte, pokud:

- ❗ máte růžovku (rosaceu),
- ❗ máte nedostatečně kontrolované endokrinní onemocnění, jako je cukrovka a onemocnění štítné žlázy,
- ❗ trpíte abnormálními stavy kůže způsobenými cukrovkou, systémovými a dalšími metabolickými onemocněními,
- ❗ podstoupili jste během posledních 3 měsíců ozařovací léčbu nebo chemoterapii nebo máte na kůži místa s potenciálním zhoubným onemocněním,
- ❗ během posledních 6 měsíců jste užívali léky na kůži vázané na lékařský předpis,
- ❗ v případě jiných zdravotních potíží, které by pro vás mohly dle názoru vašeho lékaře nebo dermatologa představovat v souvislosti s použitím výrobku nebezpečí.

Neošetřujte místa:

- ❗ s aktivním ekzémem, psoriázou, lézemi, otevřenými ranami nebo infekcí (puchýřky herpes febrilis), s jaterními skvrnami nebo bradavicemi, s pokožkou v abnormálním stavu, který je způsoben systémovými nebo metabolickými onemocněními (např. cukrovkou),
- ❗ na nichž se v minulosti objevila ohniska herpesu,
- ❗ s poraněnou pokožkou,



která byla nedávno vystavena působení slunce bez ochrany (počkejte 1 den); pokud je kůže opálená, počkejte 3 dny.

Další varování



Nepoužívejte na bradavky ani genitálie.



Výrobek se doporučuje používat maximálně dvakrát týdně.



Pokud vám je ošetření nepříjemné, přepněte na nízký stupeň výkonu.



Pokud kůže během použití silně zrudne, okamžitě přestaňte výrobek používat.



Před ošetřením si sejměte všechny šperky.



Pokud po ošetření vystavujete kůži slunci, chraňte ji krémem s ochranným faktorem SPF 30 nebo vyšším.



Před spuštěním přístroje nebo před tím, než se dotknete síťového adaptéru, se vždy ujistěte, že máte suché ruce a kůži.



Udržujte přístroj v suchu tak, aby se nedostal do kontaktu s kapalinami! Nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani jiných nádob obsahujících vodu. Nepokládejte ani neuchovávejte přístroj na místech, kde by mohl spadnout do vody, být shozen nebo by se mohl dostat do kontaktu s vodou či jinými kapalinami. Existuje zde riziko úrazu elektrickým proudem. Ihned přístroj odpojte z elektrické sítě a už jej znovu nepoužívejte.

- ! Nikdy nenechávejte přístroj zapojený do elektrické sítě bez dozoru. Uchovávejte síťový adaptér tak, aby byl vždy dostupný, aby mohl být v případech nouze snadno vytažen ze zástrčky. Po použití ihned přístroj odpojte z elektrické sítě.
- ! Nenoste přístroj za kabel síťového adaptéru.
- ! Jestliže přístroj nefunguje, nepoužívejte jej.
- ! Na výrobku neprovádějte žádné změny. Nepokoušejte se přístroj otevřít nebo jej opravovat. Opravy nechte provést v odborné dílně nebo servisním středisku.

CS

3. Silk'n ReVit Essential nepoužívejte, když

- Přístroj provozujte pouze s dodaným síťovým adaptérem. Nepoužívejte jej s připojovacími částmi a příslušenstvím, které nebylo doporučeno společností Home Skinovations Ltd.,
- jsou připojovací kabel nebo síťový adaptér poškozeny. Síťový kabel udržujte mimo dosah zahřátých povrchů,
- během používání uvidíte nebo ucítíte kouř;
- výrobek nefunguje správně nebo se zdá poškozený,
- vnější plášť je rozbitý nebo se rozpadá,
- výrobek spadl do vody.

V těchto případech kontaktujte zákaznický servis Silk'n.

4. Co můžete očekávat při ošetření Silk'n ReVit Essential

Následující jevy jsou normální a mohou se během ošetření vyskytnout:

- **bzučivý zvuk výrobku:** jedná se o zvuk spuštěné sací pumpy.
- **mírná zarudlost kůže:** odezní během několika hodin, nejvýše do jednoho dne.
- Pokud je kůže silně zarudlá, okamžitě ošetření přerušete.
- ! Pokud se u vás projeví jakékoli komplikace, vyhledejte lékařskou pomoc.

CS

5. Možné vedlejší účinky

Pokud budete postupovat přesně podle popisu v tomto návodu a dodržovat bezpečnostní pokyny, neobjeví se pravděpodobně žádné komplikace či nežádoucí účinky. Všechny kosmetické postupy, včetně těch, které jsou určeny k domácímu použití, s sebou nesou určitý stupeň rizika. Proto je důležité, abyste porozuměli rizikům a komplikacím, které se mohou vyskytnout, a přijali je.

Nežádoucí účinek	Riziko
Zarudnutí pokožky Může u vás dojít k roztažení povrchových krevních kapilár, jež může na několik dní způsobit zarudnutí. Některé kapiláry mohou způsobit vznik rudých skvrn, které však rovněž časem vymizí. V takových případech ihned příslušné místo ochlaďte studenou vodou.	Minimální
Zhmoždění Může u vás dojít k mírnému zhmoždění, které by mělo odeznít během 2-3 dnů.	Minimální

Pokud u vás přetrvávají jakékoli příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

6. Před prvním ošetřením


Při použití Silk'n ReVit Essential postupujte dále uvedeným způsobem.

1. Vyjměte přístroj a ostatní komponenty z krabice.
2. Zasuňte zástrčku síťového adaptéru do patice přístroje a zapojte adaptér do dobře dosažitelné zásuvky.
3. Přečtěte si doporučení, jak používat ReVit Essential při ošetření různých míst.

6.1. Ošetřovaná místa

Doporučujeme vám začínat ošetření při nízkém stupni výkonu a k vysokému stupni výkonu přejít až po několika použitích. Pokud pociťujete jakékoli obtíže, přepněte při ošetření příslušného místa na nízký stupeň výkonu. Přístroj používejte pouze tak, jak je uvedeno v následující tabulce a znázorněno na obou obrázcích dole.

Ošetřované místo	Doporučení
Čelo, tváře a brada	Posouvejte výrobek po kůži od středu směrem ven a k linii vlasů.
Oči a nos	V oblasti okolo očí používejte krátké pohyby směrem nahoru. Vyhýbejte se očním víčkům. V oblasti nosu používejte rovné pohyby směrem dolů podél křivky nosu a kontur lícních kostí.
Krk	Používejte jemné pohyby směrem dolů a ošetřete celou plochu krku.





Ze začátku přejíždějte přes každé místo 2-4krát. Když je vaše pokožka na ošetření zvyklá, můžete ošetření zvýšit na 4 až 6 hladivých pohybů.


6.2. Jemná a drsnější koncovka ReVit Essential

Výrobek má dvě ošetřovací *koncovky*. Doporučujeme začínat ošetření s jemnou koncovkou.

- Používejte jemnou *koncovku* pro celkové ošetření nebo jemné doošetření.
- Používejte drsnější *koncovku* pro celkový peeling.

Výměna koncovek:

1. Ujistěte se, že přístroj není zapojen do elektrické zásuvky.
2. Stáhněte z *koncovku* (č. 1), z přístroje a nasadte druhou koncovku až na doraz na přístroj. Musí slyšitelně a citelně zaaretovat. Před použitím zkontrolujte, zda je *koncovka* pevně nasazena.



CS

7. Začínáme!

Vaše kůže bude hladší a jemnější! Ošetření výrobkem Silk'n ReVit Essential je snadné. Dodržujte tyto kroky při ošetření každého požadovaného místa. Celé ošetření by mělo trvat asi 5 minut.

7.1. Doporučená bezpečnostní opatření

- Před prvním ošetřením určité plochy proveďte bodový test na malém místě pokožky. Pokud se u vás neprojeví nežádoucí účinky, pokračujte dále v ošetření místa.
- Při prvních 2-3 ošetřeních používejte nízký stupeň výkonu.
- Doporučujeme, abyste výrobek nepoužívali více než dvakrát týdně.



V případě jakýchkoli obtíží přestaňte výrobek ihned používat.

7.2. Kroky ošetření

1. Pokožka musí být čistá, suchá a prostá jakýchkoliv mastí, krému nebo gelu.
2. Zkontrolujte, zda jsou *gumový uzávěr* (č. 2), *filtr* (č. 3) a *koncovka* (č. 1) pevně nasazeny. Při několika prvních ošetřeních používejte jemnou *koncovku*.
3. Zapněte výrobek stisknutím *vypínače* (č. 4).
4. Přiložte *koncovku* pevně ke kůži, abyste cítili sání.
5. Ošetřete každou oblast postupem doporučeným v části 6.1. Ošetřovaná místa.
6. Pokud chcete přejít z nízkého na vysoký stupeň výkonu, stiskněte znovu *vypínač*.
7. Přístroj po ošetření vypněte jedním nebo dvěma krátkými stisknutími *vypínače* v závislosti na stupni výkonu, který používáte.
8. Po použití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a uložte přístroj do originální krabice. Dále si přečtěte část 8. Údržba a skladování.

7.3. Po ošetření

- Po ošetření se nevystavujte přímému slunečnímu záření a používejte krém s ochranným faktorem SPF 30 nebo vyšším.
- Doporučujeme si nanést pleťovou masku nebo denní či noční krém.

8. Údržba a skladování

Po každém ošetření je důležité Silk'n ReVit Essential vyčistit a správně jej uchovávat.

-  Nejdříve vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, potom připojovací zástrčku z patice přístroje.
-  Při čištění přístroj otřete čistou suchou utěrkou. K čištění nepoužívejte chemicky agresivní nebo mechanicky abrazivní prostředky. Přístroj otírejte dočista jen lehce navlhčeným hadříkem.
-  Při čištění *koncovky* nejdříve koncovku sejměte z výrobku, poté ji umyjte mýdlem a vodou a důkladně ji osušte.
-  Při čištění *filtru* nejdříve filtr stáhněte z přístroje, měkkým kartáčkem z něj odstraňte veškeré nečistoty a poté jej nasadte zpět na přístroj.
-  Po vyčištění doporučujeme uložit přístroj do původní krabice.
-  Kromě *koncovek* nikdy nevkládejte Silk'n ReVit Essential ani žádnou jeho část do vody.


CS

8.1. Výměna filtru

Filtr je nutné vyčistit nebo vyměnit díky usazování odstraněné kůže. Doporučujeme filtr vyčistit vždy po několika ošetřeních.

Výměna filtru:

1. Sejměte z výrobku *koncovku*. Poté uvidíte *gumový uzávěr* a malý černý *filtr*.
2. Sejměte *gumový uzávěr* (č. 2) a poté odstraňte *filtr* (č. 3).
3. Odstraňte z *filtru* kartáčkem veškeré nečistoty a nasadte jej zpět na přístroj. Pokud chcete *filtr* vyměnit, sejměte z přístroje stávající *filtr* a nasadte na něj nový.



4. *Gumový uzávěr* přetáhněte přes filtr na přístroj tak, aby na všech stranách lícoval. Potom nasadte *koncovku* zpátky na přístroj. Musí slyšitelně a citelně zaaretovat.

8.2. Výměna koncovky

Doporučujeme vyměňovat *koncovku* jednou za šest měsíců nebo dříve, pokud je abrazivní špička koncovky poškozená.

9. Náhradní díly a spotřební materiál

Další *filtry* a *koncovky* si můžete objednat na našich webových stránkách: www.silkn.eu. Máte-li zájem o náhradní *gumové uzávěry* nebo síťový adaptér, obraťte se laskavě na servisní středisko.

CS

10. Řešení potíží

Na výrobku neprovádějte žádné změny. Nepokoušejte se přístroj otevřít nebo opravovat. Opravy nechte provést v odborné dílně nebo servisním středisku.

Problém	Kontrola
Můj Silk'n ReVit Essential se nespouští.	Ujistěte se, že zástrčka připojovacího kabelu je korektně zapojena do patice přístroje a síťový adaptér je v zásuvce.
Při kontaktu přístroje s kůží necítím sání.	Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý a zkontrolujte, zda jsou na výrobku správně nasazeny <i>filtr</i> , <i>gumový uzávěr</i> a <i>koncovka</i> .



Přístroj nepoužívejte, jestliže nefunguje správně.

11. Zákaznický servis

Více informací naleznete na našich webových stránkách na adrese: www.silkn.eu. Tento návod k použití je také k dispozici ke stažení ve formátu PDF na: www.silkn.eu.

Nečekané závady, příhody nebo ostatní problémy s výrobkem ohlaste zákaznickému servisu Silk'n. Naše kontaktní údaje naleznete níže:

Země	Telefonní číslo	E-mail
Belgie	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francie	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Německo	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Itálie		servizioclientiit@silkn.eu
Nizozemsko	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Španělsko	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Velká Británie	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Ostatní země	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

CS

12. Záruka

Informace o záruce viz přiložený záruční list.

13. Likvidace




Pomáhejte chránit životní prostředí. Nelikvidujte výrobek s domovním odpadem a zajistěte jeho likvidaci v souladu s místními zákony pro likvidaci elektroodpadu.

14. Specifikace

Model č.	H4201
Technologie	Vakuová koncovka
Napájení	12 V DC, 0,2A
Hmotnost systému	110 g
Přeprava a skladování v době mezi použitími a skladovací podmínky	Teplota: -40 °C až +70 °C Relativní vlhkost: 10 % až 90 % Atmosférický tlak: 500 až 1060 hPa
Provozní podmínky	Teplota: 10 °C až 35 °C Relativní vlhkost: 30 % až 75 % Atmosférický tlak: 700 až 1060 hPa
Modely adaptéru a třída	SAW12-120-0500XX XX viz typ zástrčky Napájení: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,3A Výstupní napětí: 12V, 0,5A
Předpokládaná životnost výrobku	3 roky
Dodržování právních předpisů a stanovených požadavků	2014/35/EU 2014/30/EU Směrnice 2011/65/ES (RoHS) Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH)

15. Značky a symboly

	Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky směrnic EU.
	Třída III. Spotřebič je napájen ze zdroje s velmi nízkým (malým) napětím.
	Pouze pro použití uvnitř.
	Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
	Neodhazujte do domovního odpadu. Zlikvidujte v souladu s místními zákony a pomozte chránit životní prostředí. V souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

CS

Nota prawna

Home Skinovations Ltd. zastrzega prawa do wprowadzania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy wydajności, niezawodności lub wytwarzania. Informacja przekazywana przez Home Skinovations Ltd. jest według najlepszej wiedzy dokładna i wiarygodna w chwili publikacji. Niemniej Home Skinovations Ltd. nie przyjmuje odpowiedzialności za jej wykorzystanie. Za jej sprawą nie są udzielane żadne licencje bądź uprawnienia do praw patentowych Home Skinovations Ltd.

Bez pisemnej zgody Home Skinovations Ltd., żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana ani przekazywana w jakiegokolwiek formie, elektronicznej bądź mechanicznej dla jakichkolwiek celów. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

Home Skinovations Ltd. posiada patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej obejmujące treść niniejszego dokumentu. Przekazanie niniejszego dokumentu nie nadaje żadnych licencji do tychże patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, o ile nie są one przekazane w sporządzonej na piśmie umowie z Home Skinovations Ltd. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL, www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Treść:

1. Poznaj swój Silk'n ReVit Essential.....	86
1.1. Zawartość opakowania	86
1.2. Opis urządzenia.....	86
1.3. Przeznaczenie	87
2. Przeciwwskazania i ostrzeżenia	88
3. Nie korzystać z Silk'n ReVit Essential jeżeli:.....	91
4. Czego można spodziewać się podczas zabiegu z użyciem urządzenia Silk'n ReVit Essential?	91
5. Możliwe skutki uboczne	92
6. Przed pierwszym zabiegiem	92
6.1. Miejsca poddawane zabiegom	93
6.2. Końcówki urządzenia ReVit Essential – drobna i gruba	94
7. Rozpoczęcie użytkowania!.....	94
7.1. Zalecane środki ostrożności	94
7.2. Procedura postępowania.....	95
7.3. Po zabiegu.....	95
8. Konserwacja i przechowywanie	96
8.1. Wymiana filtra	97
8.2. Wymiana końcówki	97
9. Części zamienne i materiały eksploatacyjne	97
10. Rozwiązywanie problemów	98
11. Obsługa klienta.....	98
12. Gwarancja.....	99
13. Usuwanie odpadów	99
14. Dane techniczne.....	99
15. Oznaczenia i symbole	100

1. Poznaj swój Silk'n ReVit Essential

Silk'n ReVit Essential to urządzenie elektryczne. Z tego względu podczas jego użytkowania należy zwracać szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami, przeciwwskazaniami i zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zrozumienie wszystkich wskazówek na temat sposobu użytkowania urządzenia (w tym procedury, do której należy stosować się po jego użyciu) i ścisłe ich przestrzeganie jest bardzo ważne. Zalecamy, aby przed przystąpieniem do zabiegu jeszcze raz zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

I.1. Zawartość opakowania

Na zestaw Silk'n ReVit Essential składają się następujące elementy:

- urządzenie ReVit Essential
- komplet filtrów
- 2 końcówki zabiegowe (drobna i gruba)
- zapasowe gumowe nakładki
- zasilacz z kablem
- woreczek do przechowywania
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

I.2. Opis urządzenia

ReVit Essential to aparat zabiegowy o podwójnym działaniu, przeznaczony do użytku domowego. Łączy on funkcje złuszczenia naskórka w drodze mikrodermabrazji ze stymulacją próżniową skóry.

Mikrodermabrazja

- Łagodna, nieinwazyjna metoda mechanicznego złuszczenia naskórka nadająca skórze większą gładkość i świeżość.
- Pomaga poprawić koloryt, gładkość i jędrność skóry.
- Pomaga zmniejszyć widoczność plam starczych.
- Pomaga zmniejszyć widoczność drobnych zmarszczek wokół oczu.

Stymulacja próżniowa

- Stymulacja skóry pomaga sprawić, że skóra jest gładsza i wygląda młodziej.
- Część zanieczyszczeń jest wydobywana z porów na powierzchnię skóry.
- Martwe komórki naskórka są usuwane i zbierane.

Urządzenie składa się z *końcówki zabiegowej* (nr 1), *gumowej nakładki* (nr 2), *filtra* (nr 3), *włącznika/wyłącznika* (nr 4), *gniazda urządzenia* (nr 5) oraz *zasilacza z kablem* (nr 6). Umieszczenie każdego z elementów urządzenia pokazano na ilustracji umieszczonej na okładce niniejszej instrukcji obsługi.

I.3. Przeznaczenie

Silk'n ReVit Essential to dostępne bez recepty urządzenie przeznaczone do złuszczenia wierzchniej warstwy skóry i nadające jej świeży wygląd. Służy ono do stosowania na:

- starzejącą się skórę twarzy, szyi i rąk
- drobne zmarszczki na twarzy
- przebarwienia skóry
- ciemne plamy i płytkie blizny
- poszarzałą i uszkodzoną promieniowaniem słonecznym skórę.

Urządzenie przeznaczone jest do samodzielnych zabiegów wykonywanych w warunkach domowych. Nie należy używać go do żadnych innych celów poza zastosowaniami opisanymi w niniejszej instrukcji.

2. Przeciwwskazania i ostrzeżenia

Informacje podane w poniższej części należy obowiązkowo przeczytać, szczególną uwagę zwracając na ostrzeżenia i przeciwwskazania.

- ! Urządzenia nie wolno użytkować dzieciom, osobom poniżej 16. roku życia, osobom o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osobom nieposiadającym doświadczenia i wiedzy na temat sposobu użytkowania aparatu. Urządzenie należy chronić przed dostępem dzieci.

Urządzenia Silk'n ReVit Essential nie należy stosować w razie:

- ! Występowania trądziku różowatego.
- ! Występowania niewłaściwie kontrolowanych zaburzeń układu dokrewnego, np. cukrzycy czy chorób tarczycy.
- ! Występowania odbiegających od normy stanów skórnych wywołanych cukrzycą lub chorobą ogólnoustrojową bądź innym schorzeniem metabolicznym.
- ! Otrzymywania w ciągu ostatnich 3 miesięcy radio- lub chemioterapii lub występowania zmian skórnych o charakterze potencjalnie nowotworowym.
- ! Stosowania w ostatnich 6 miesiącach przepisanych przez lekarza leków na skórę.
- ! Innych dolegliwości, w przypadku których wykonywanie zabiegów byłoby w opinii lekarza lub dermatologa ryzykowne.

Zabiegowi nie należy poddawać miejsc:

-  dotkniętych atopowym zapaleniem skóry („czynną” egzemą), łuszczycą, zmianami skórnymi, otwartymi ranami lub infekcjami (opryszczką, odbiegającymi od normy stanami skórnymi wywołanymi przez choroby ogólnoustrojowe lub metaboliczne (na przykład cukrzycę);
-  w których wcześniej występowała opryszczka;
-  w których skóra jest uszkodzona lub pokaleczona;
-  które zostały niedawno narażone na działanie promieniowania słonecznego bez zastosowania odpowiedniej ochrony (odczekać 1 dzień); w przypadku skóry opalonej lub z oparzeniami słonecznymi odczekać 3 dni.

Ostrzeżenia dodatkowe

-  Nie stosować na skórę sutków i narządów płciowych.
-  Zalecana częstotliwość stosowania to nie więcej niż dwa razy w tygodniu.
-  W razie odczuwania dyskomfortu użyć trybu o niskiej sile ssania.
-  W razie wystąpienia mocnego zaczerwienienia skóry natychmiast przerwać zabieg.
-  Przed każdym zabiegiem zdjąć wszystkie elementy biżuterii.
-  Jeżeli po zabiegu skóra będzie narażana na działanie promieni słonecznych, należy zastosować krem ochronny z filtrem SPF 30 lub wyższym.



Przed wykonywaniem czynności obsługowych lub dotykaniem wtyczki zasilacza sieciowego należy zawsze dokładnie wysuszyć ręce i skórę.



Urządzenie należy trzymać z dala od wody i innych płynów! Nie używać w pobliżu wanny, prysznica, basenów i innych zbiorników wody. Urządzenia nie wolno umieszczać w miejscu, z którego mogłoby spaść lub zostać zepchnięte do wody lub innego płynu bądź położone w pobliże wody lub innego płynu. Jest to związane z ryzykiem porażenia prądem. Natychmiast wyjąć zasilacz sieciowy z gniazda zasilającego i nie używać urządzenia ponownie.



Podłączonego do gniazda zasilającego urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru. Przez cały czas użytkowania urządzenia należy zapewnić łatwy dostęp do zasilacza sieciowego, aby w razie nagłych problemów możliwe było szybkie wyjęcie go z gniazda. Zasilacz należy wyciągać z gniazda zawsze bezpośrednio po użyciu.



Urządzenia nie należy przenosić, trzymając je za kabel zasilacza sieciowego.



W razie nieprawidłowego działania urządzenia nie wolno go dalej używać.



Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie próbować otwierać ani naprawiać urządzenia. Wszelkie naprawy należy zlecać zakładowi specjalistycznemu lub naszemu Centrum Serwisu.

3. Nie korzystać z Silk'n ReVit Essential jeżeli:

- Używany zasilacz, akcesoria lub nakładki nie są zalecane przez firmę Home Skinovations Ltd.
- Kabel lub wtyczka urządzenia są uszkodzone. Kabel zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- W czasie użycia wystąpi dymienie lub czuć dym.
- Urządzenie nie działa prawidłowo lub jeżeli wygląda na uszkodzone.
- Zewnętrzna obudowa jest pęknięta lub uszkodzona.
- Urządzenie wpadło do wody.

W takich wypadkach skontaktować się z działem obsługi klienta marki Silk'n.

4. Czego można spodziewać się podczas zabiegu z użyciem urządzenia Silk'n ReVit Essential?

Podczas stosowania normalne odczucia to:

- **Brzęczący dźwięk wydobywający się z urządzenia:** jest to odgłos pracującej pompy ssącej.
- **Niewielkie zaczerwienienia skóry:** Powinny one ustąpić w ciągu kilku godzin lub maksymalnie jednego dnia.
- ! W razie wystąpienia mocnego zaczerwienienia skóry natychmiast przerwać zabieg.
- ! W razie wystąpienia wszelkich powikłań należy skontaktować się z lekarzem.

5. Możliwe skutki uboczne

Skutki uboczne występują rzadko przy starannym stosowaniu się do zaleceń niniejszej instrukcji oraz zawartych w niej wskazówek bezpieczeństwa. Wszystkie zabiegi kosmetyczne, nawet te przystosowane do wykonywania w domu, wiążą się z pewnym ryzykiem. Z tego względu ważne jest rozumienie i akceptowanie zagrożeń i powikłań, do jakich może dojść.

Działania niepożądane	Ryzyko
Zaczerwienienie skóry Podczas zabiegu może dojść do rozszerzenia powierzchniowych naczynek krwionośnych. Może to powodować utrzymujące się przez kilka dni zaczerwienienie. Ponadto, w okolicy niektórych naczynek mogą pojawić się czerwone plamki, które także po jakimś czasie znikną. W takim wypadku dotknięte miejsca należy natychmiast schłodzić zimną wodą.	Niewielkie
Zasinienia Po zabiegu na skórze mogą pojawić się niewielkie zasinienia, które powinny zniknąć po 2-3 dniach.	Niewielkie

W razie wystąpienia wszelkich uporczywie utrzymujących się objawów należy skonsultować się z lekarzem.

6. Przed pierwszym zabiegiem


Aby użyć Silk'n ReVit Essential, należy:

1. Wyjąć urządzenie i pozostałe elementy z opakowania.
2. Wtyczkę kabla zasilacza podłączyć do gniazda urządzenia, a zasilacz do łatwo dostępnego gniazda zasilającego.
3. Zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi sposobu stosowania urządzenia ReVit Essential na różne partie skóry.

6.1. Miejsca poddawane zabiegom

Stosowanie urządzenia zalecamy rozpoczynać od trybu o niskiej sile ssania, a do trybu o wysokiej sile ssania przechodzić dopiero po kilku zabiegach. W razie odczuwania dyskomfortu w tej partii skóry użyć trybu o niskiej sile ssania. Stosować urządzenie tylko w sposób objaśniony w poniższej tabeli i przedstawiony na poniższych dwóch ilustracjach.

Miejsce poddawane zabiegowi	Zalecenia
Czoło, policzki i broda	Przesuwać urządzenie po skórze w kierunku od środka na zewnątrz i w stronę linii włosów.
Oczy i nos	W okolicach okalających brwi używać krótkich ruchów skierowanych ku górze. Omijać powieki. W okolicy nosa stosować proste, skierowane do dołu ruchy podążające za naturalną krzywizną nosa i konturem kości policzkowych.
Szyja	Pracować na całej powierzchni szyi, używając płynnych, skierowanych w dół ruchów.



Na początku najlepiej powtarzać ruchy 2-4 razy na każdą partię ciała. Kiedy skóra przyzwyczai się do zabiegów, liczbę powtórzeń można zwiększyć do 4-6.


6.2. Końcówki urządzenia ReVit Essential – drobna i gruba

Urządzenie wyposażone jest w dwie *końcówki* zabiegowe. Stosowanie urządzenia zalecamy rozpoczynać od końcówki drobnej.

- *Końcówka* drobna służy do zabiegów ogólnych lub delikatnych zabiegów wykańczających.
- *Końcówka* gruba przeznaczona jest natomiast do gruntownego złuszczenia naskórka.

Aby zmienić końcówkę:

1. Upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do gniazda zasilającego.
2. Zdjąć *końcówkę* (nr 1) z urządzenia i nałożyć drugą *końcówkę* do oporu na urządzenie. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zablokować. Przed użyciem sprawdzić, czy końcówka jest mocno i stabilnie osadzona na swoim miejscu.



7. Rozpoczęcie użytkowania!

Gładsza i świeższa skóra jest w zasięgu ręki! Przeprowadzanie zabiegów za pomocą urządzenia Silk'n ReVit Essential jest bardzo łatwe. W każdej z poddawanej zabiegowi partii ciała wystarczy wykonać poniższe kroki. Całkowity czas zabiegu powinien wynosić około 5 minut.

7.1. Zalecane środki ostrożności

- Przed wykonaniem zabiegu na danej części ciała po raz pierwszy należy wykonać test na niewielkim obszarze skóry. Jeżeli po teście nie wystąpi żadne działanie niepożądane, zabieg w tej części ciała można przeprowadzić.
- Podczas pierwszych 2-3 zabiegów należy użyć trybu o niskiej sile ssania.

- Nie zalecamy stosowania urządzenia częściej niż dwa razy w tygodniu.
- ! W razie odczuwania dyskomfortu natychmiast przerwać zabieg.

7.2. Procedura postępowania

1. Do zabiegu skóra powinna być czysta, sucha i niepokryta pudrem, kremem ani żelem.
2. Sprawdzić, czy *gumowa nakładka* (nr 2), *filtr* (nr 3) oraz *końcówka* (nr 1) są dobrze zamocowane na urządzeniu. Podczas kilku pierwszych zabiegów należy używać *końcówki drobnej*.
3. Uruchomić urządzenie, wciskając *włącznik/wyłącznik* (nr 4). Urządzenie ReVit Essential jest teraz gotowe do pracy w trybie o niskiej sile ssania.
4. Przyłożyć *końcówkę* mocno do skóry – tak, aby poczuć ssanie.
5. Przesuwać *końcówkę* po skórze zgodnie z opisem w części 6.1. Miejsca poddawane zabiegom.
6. Aby przejść do trybu o wysokiej sile ssania, należy ponownie wcisnąć *włącznik/wyłącznik*.
7. Aby po zakończeniu zabiegu wyłączyć urządzenie, na krótko wcisnąć *włącznik/wyłącznik* – raz lub dwa razy, w zależności o tego, który tryb ssania był właśnie używany.
8. Po użyciu wyciągnąć zasilacz z gniazda zasilającego i schować urządzenie do oryginalnego opakowania. Prosimy zapoznać się z informacjami podanymi w części 8. Konserwacja i przechowywanie.

7.3. Po zabiegu

- Bezpośrednio po zabiegu należy unikać przebywania w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych i stosować krem z filtrem przeciwsłonecznym o faktorze SPF 30 lub wyższym.
- Zalecamy zastosować specjalną maseczkę na twarz lub nałożyć krem na dzień lub na noc.

8. Konserwacja i przechowywanie

Urządzenie Silk'n ReVit Essential należy czyścić po każdym użyciu i przechowywać w odpowiedni sposób.


-  Najpierw wyjąć zasilacz sieciowy z gniazda zasilającego, a następnie wtyczkę kabla zasilacza z gniazda urządzenia.
-  Do czyszczenia nie używać ostrych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnie środków czyszczących. Urządzenie czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką.
-  Aby wyczyścić *końcówkę*, należy najpierw zdjąć ją z urządzenia, a następnie umyć przy użyciu mydła i dobrze wysuszyć.
-  Aby wyczyścić *filtr*, należy najpierw zdjąć go z urządzenia, a potem za pomocą miękkiej szczoteczki usunąć z niego wszelkie zanieczyszczenia. Następnie ponownie założyć go na urządzenie.
-  Po czyszczeniu zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
-  Za wyjątkiem *końcówek*, urządzenia Silk'n ReVit Essential w żadnym wypadku nie wolno zanurzać w wodzie.

8.1. Wymiana filtra

Ze względu na gromadzące się na *filtrze* martwe komórki naskórka wymaga on czyszczenia lub wymiany. Zalecamy dokonywanie tego co kilka zabiegów.

Aby wymienić filtr:

1. Zdjąć *końcówkę* z urządzenia. Po usunięciu końcówki widoczna będzie *gumowa nakładka* i niewielki, czarny *filtr*.
2. Zdjąć *gumową nakładkę* (nr 2), a następnie *filtr* (nr 3).
3. Aby wyczyścić *filtr*, za pomocą miękkiej szczoteczki usunąć z niego wszelkie zanieczyszczenia. Następnie ponownie założyć go na urządzenie. Aby wymienić *filtr*, zdjąć z urządzenia *filtr* używany obecnie i założyć nowy.
4. Nałożyć *gumową nakładkę* poprzez *filtr* na urządzenie, tak aby *filtr* z każdej strony dokładnie przylegał. Następnie ponownie nałożyć *końcówkę* na urządzenie. Musi ona ulec słyszalnemu i wyczuwalnemu zablokowaniu.



PL

8.2. Wymiana końcówki

Zalecamy wymianę *końcówki* na nową co sześć miesięcy – lub częściej, jeżeli dojdzie do uszkodzenia jej strony ściernej.

9. Części zamienne i materiały eksploatacyjne

Dodatkowe *filtry* i *końcówki* można zamówić na naszej stronie internetowej: www.silkn.eu. Bliższych informacji w sprawie zapasowych *gumowych nakładek* oraz zasilacza sieciowego udziela nasze Centrum Serwisu.

10. Rozwiązywanie problemów

Nie wolno dokonywać żadnych zmian w produkcie. Nie próbować otwierać ani naprawiać urządzenia. Wszelkie naprawy należy zlecać wyłącznie zakładom specjalistycznym lub naszemu Centrum Serwisu.

Problem	Sprawdzić
Mój Silk'n ReVit Essential nie włącza się.	Upewnić się, że wtyczka kabla zasilacza sieciowego jest włożona do <i>gniazda urządzenia</i> , a zasilacz sieciowy do gniazda zasilającego.
Kiedy przykładam urządzenie do skóry, w ogóle nie czuję ssania.	Sprawdzić, czy urządzenie jest włączone i czy <i>filtr, gumowa nakładka i końcówka</i> są prawidłowo zamocowane.



Nie wolno używać urządzenia, jeśli działa ono nieprawidłowo.

11. Obsługa klienta

Informacje są podane na naszych stronach: www.silkn.eu. Niniejsza instrukcja dostępna jest również do pobrania w formacie PDF na stronie: www.silkn.eu.

Informacje na temat nieoczekiwanego działania urządzenia lub niespodziewanych zdarzeń oraz wszelkich problemów z urządzeniem prosimy przekazywać działowi obsługi klienta marki Silk'n. Nasze dane teleadresowe:

Kraj	Numer do serwisu	E-mail
Belgia	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francja	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Niemcy	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Włochy		servizioclientiit@silkn.eu
Holandia	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Hiszpania	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Wielka Brytania	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Pozostałe kraje	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

12. Gwarancja

Warunki gwarancji można znaleźć na dołączonej karcie.

13. Usuwanie odpadów



Prosimy o pomoc w ochronie środowiska naturalnego. Urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi i należy pamiętać o przestrzeganiu miejscowych przepisów dotyczących usuwania urządzeń elektrycznych.

14. Dane techniczne

Nr modelu	H4201
Technologia	Końcówka próżniowa
Zasilanie wejściowe	12 V; 0,2A
Waga systemu	110 g
Transport oraz warunki przechowywania nieużywanego urządzenia	Temperatura: -40°C do +70°C Względna wilgotność: 10% do 90% Ciśnienie atmosferyczne: 500 do 1060 hPa
Środowisko pracy	Temperatura: od 10°C do 35°C Względna wilgotność: 30% do 75% Ciśnienie atmosferyczne: 700 do 1060 hPa
Zasilacze i klasyfikacja	SAW12-120-0500XX XX. Zob. typ wtyczki Napięcie wejściowe: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 0,3A Napięcie wyjściowe: 12 V; 0,5A
Oczekiwana długość okresu użytkowania urządzenia:	3 lata

Zgodność	2014/35/EU 2014/30/EU Dyrektywa RoHS 2011/65/WE Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006
----------	---

15. Oznaczenia i symbole

	Produkty oznaczone tym znakiem spełniają wymagania dyrektyw UE.
	Klasa III. Urządzenie zasilane jest z niskonapięciowego źródła zasilania.
	Stosowanie tylko w pomieszczeniach.
	Nie używać w wilgotnym otoczeniu.
	Nie usuwać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Usuwać zgodnie z prawem krajowym i zasadami ochrony środowiska. Zgodnie z Dyrektywą WEEE.

Jogi nyilatkozat

A Home Skinovations Ltd. fenntartja a jogot a termékeinek vagy előírásainak módosítására a teljesítmény, a megbízhatóság vagy a termék előállításának javítása érdekében. A Home Skinovations Ltd. által megadott információk a megjelenés időpontjában helyesek és megbízhatóak. A Home Skinovations Ltd. ugyanakkor nem vállal felelősséget a termék használatáért. A Home Skinovations Ltd. nem ad ki a termékre vonatkozó semminemű engedélyt vagy szabadalmi jogot.

A Home Skinovations Ltd. kifejezett írásos engedélye nélkül jelen dokumentum részei semmilyen célból sem sokszorosíthatók semmilyen elektronikus vagy mechanikus módszerrel. Az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Home Skinovations Ltd. szabadalmakkal rendelkezik, valamint vannak folyamatban lévő szabadalmi beadványai, védjegyei, szerzői jogai, valamint egyéb szellemi tulajdonjogai, amelyek benne vannak a jelen a dokumentumban. A jelen dokumentum átadása nem biztosít semminemű szabadalomra vagy védjegyre vonatkozó jogot, szerzői jogot vagy egyéb szellemi tulajdonjogot, kivéve ha ehhez a Home Skinovations Ltd. írásos engedély formájában hozzájárult.

Silk'n és a Silk'n logó bejegyzett védjegyei a Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL, www.silkn.eu, info@silkn.eu cégnek.

Tartalomjegyzék

1.	Ismerje meg a Silk'n ReVit Essential készüléket	103
1.1.	A csomag tartalma	103
1.2.	Az eszköz leírása.....	103
1.3.	Rendeltetésszerű használat	104
2.	Ellenjavallatok és figyelmeztetések.....	105
3.	Ne használja a Silk'n ReVit Essential készüléket, ha: .	108
4.	Mire számíthat a Silk'n ReVit Essential-lal	108
5.	Lehetséges mellékhatások.....	109
6.	Az első kezelés előtt.....	109
6.1.	Kezelési területek	110
6.2.	ReVit Essential Finom és Durva fej.....	111
7.	Kezdjük el!	111
7.1.	Ajánlott óvintézkedések.....	111
7.2.	Kezelési lépések.....	112
7.3.	A kezelés után	112
8.	Karbantartás és tárolás	113
8.1.	A szűrő cseréje	113
8.2.	A fej cseréje.....	114
9.	Alkatrészek és fogyóeszközök.....	114
10.	Hibaelhárítás	114
11.	Ügyfélszolgálat	115
12.	Jótállás	115
13.	Ártalmatlanítás	116
14.	Műszaki adatok.....	116
15.	Jelek és szimbólumok.....	117

1. Ismerje meg a Silk'n ReVit Essential készüléket

A Silk'n ReVit Essential egy elektromos eszköz. A használat során mindig tartsa szem előtt a biztonságot. A készülék első használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést, az ellenjavallatokat és a biztonsági előírásokat. Fontos, hogy elolvassa és megértse az utasításokat, hogyan kell használni a készüléket, beleértve a használat utáni eljárásokat, és szigorúan tartsa be azokat. Javasoljuk, hogy kezelés előtt újból olvassa végig a használati útmutatót.

I.1. A csomag tartalma

Az Ön Silk'n ReVit Essential csomagja ezeket a tételeket tartalmazza.

- ReVit Essential készülék
- Szűrőcsomag
- 2 Kezelőfej (Finom és Durva)
- Tartalék gumikupakok
- Hálózati adapter kábel
- Tároló tasak
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

I.2. Az eszköz leírása

A ReVit Essential egy kettős működésű terápiás készülék, amelyet otthoni használatra terveztek. A bőr mikrodermabráziós hámlasztását és vákuum stimulálását egyesíti.

Mikrodermabráziós hámlasztás

- Gyengéd, nem dörzshatású hámlasztás a simább, frissebb bőrért.
- Javítja a bőr tónusát, tapintását és rugalmasságát.
- Halványítja az öregégi foltokat.
- Segít a szem körüli finom ráncok csökkentésében.

Vákuum stimuláció

- Serkentőleg hat a simább, fiatalosabb bőrért.
- Felszínre hozza a szennyeződéseket.
- Eltávolítja és összegyűjti az elhalt bőrsejteket, hogy megszabaduljon tőlük.

A készülék a következő részekből áll: *kezelőfej* (#1), *gumikupak* (#2), *szűrő*, (#3), *kezelőgomb* (#4), *készülék csatlakozó* (#5), és egy *adapter kábel* (#6). Tekintse meg a használati útmutató elején lévő ábrát, hogy hol találhatóak az eszköz egyes részei.

I.3. Rendeltetésszerű használat

A Silk'n ReVit Essential egy olyan eszköz, amely a bőr felső rétegének hámlasztására használható a frissebb megjelenés érdekében. A következők kezelésére használható:

- Az arc, a nyak és a kezek bőrének öregedése
- Finom arcvonalak
- Bőrelszíneződés
- Sötét foltok és felszíni hegek
- Fakó és a nap által károsodott bőr

A készüléket otthoni használatra tervezték. Ne használja más célra, mint ami ebben a használati utasításban szerepel.

2. Ellenjavallatok és figyelmeztetések

Mindenképpen olvassa el figyelmesen ezt a fejezetet, és vegye figyelembe a figyelmeztetéseket és az ellenjavallatokat.

- ❗ A következő személyek nem használhatják a készüléket: gyerekek, 16 éves kor alatti személyek, mozgásszervi, érzékszervi vagy értelmi fogyatékkal élők, valamint a készülék használatában járatlan vagy azt nem ismerő felhasználók számára a készülék használata tilos. Ne engedje a gyerekeknek, hogy a készülékkel játsszanak.

Ne használja a Silk'n ReVit Essential készüléket, ha:

- ❗ Rosaceában szenved.
- ❗ Rosszul kontrollált endokrin rendellenességben szenved, mint cukorbetegség és a pajzsmirigy megbetegedései.
- ❗ Cukorbetegség okozta kóros bőrelváltozása, szisztémás vagy más anyagcsere-betegsége van.
- ❗ Sugárkezelést vagy kemoterápiás kezelést kapott az elmúlt 3 hónapban, vagy ha bőrén potenciális rosszindulatú bőrelváltozások vannak.
- ❗ Az elmúlt hat hónapban szakorvos által felírt gyógyszereket használt a bőrén.
- ❗ Bármilyen olyan egyéb betegsége van, ami orvosa vagy bőrgyógyásza véleménye szerint veszélyessé tenné a kezelés elvégzését.

Ne végezzen kezelést:

-  Aktív ekcémás, pikkelysömörös, sérült bőrfelületeken, nyílt sérüléseken vagy fertőzött bőrön (ajakherpesz), anyajegyeken vagy szemölcsökön, szisztémás és anyagcsere betegség (például cukorbetegség) okozta kóros bőrelváltozásokon.
-  Korábban herpesszel fertőzött bőrfelületeken.
-  Traumatizált vagy sérült bőrön.
-  Nemrég védelem nélkül napnak kitett bőrön (várjon 1 napot); lebarnult vagy napégette bőr esetében várjon 3 napot.

További figyelmeztetések

-  Ne használja a mellbimbókon vagy a nemi szerveken.
-  A használat javasolt gyakorisága: legfeljebb hetente kétszer.
-  Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, használja az alacsony szívó fokozatot.
-  Azonnal hagyja abba a készülék használatát, amennyiben bőre nagyon kipirosodott.
-  Távolítson el minden ékszert a kezelések előtt.
-  Védje bőrét 30-as vagy magasabb faktorú készítménnyel, ha a kezelés után napnak teszi ki a bőrét.
-  Mindig ellenőrizze, hogy a keze és a bőre száraz, mielőtt használja a készüléket, vagy megérinti a hálózati adaptert.



A készüléket tartsa távol víztől vagy folyadékoktól! Ne használja a készüléket kádak, zuhanyzók, medencék vagy egyéb, vizet tartalmazó edények közelében. Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan vízbe eshet, lelökődhet vagy víz vagy bármilyen más folyadék közelébe kerülhet. Ezeken a helyeken fennáll az áramütés veszélye. Azonnal húzza ki a hálózati adaptert, és ne használja a készüléket.



Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva a konnektorba. Tartsa a hálózati adaptert mindenkor hozzáférhető helyen, így vészhelyzet esetén könnyen el lehet távolítani az aljzatból. Azonnal húzza ki a készüléket használat után.



Ne szállítsa a készüléket a hálózati adapter kábelnél fogva.



Ha a készülék nem rendeltetésszerűen működik, ne használja azt.



Semmilyen változtatást ne végezzen a készüléken. Ne próbálja meg átalakítani, felnyitni vagy megjavítani a Silk'n ReVit Essential készüléket. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.

3. Ne használja a Silk'n ReVit Essential készüléket, ha:

- A készüléket csak a mellékelt hálózati adapterrel használja. Ne használja a készüléket, ha a Home Skinovations Ltd. nem ajánlja az adapter, a kiegészítők és a tartozékok használatát.
- a készülék kábele vagy csatlakozódugója sérült. A tápkábelt tartsa távol a hőforrásoktól.
- használat közben füstöt érzékel.
- a készülék nem működik rendesen, vagy ha sérültnek tűnik.
- a külső burok megrepedt vagy szétesőben van.
- a készülék vízbe esett.

A fenti esetek bármelyikében lépjen kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával.

4. Mire számíthat a Silk'n ReVit Essential-lal

A kezelés során normális jelenségnek számítanak a következők:

- **Búgó hang a készülékből:** A szívópumpa működik.
- **Enyhe bőrpír jelentkezik:** Ez néhány órán belül, vagy egy nap alatt elmúlik.
- ! Azonnal hagyja abba a készülék használatát, amennyiben bőre nagyon kipirosodott.
- ! Forduljon orvoshoz, ha bármilyen komplikációt tapasztal.

5. Lehetséges mellékhatások

Ha pontosan követi az útmutatásokat és betartja az összes figyelmeztetést és ellenjavallatot, ritkán jelentkeznek szövődmények vagy mellékhatások. Minden kozmetikai eljárás, beleértve az otthoni használatra tervezetteket is, bizonyos fokú kockázatot von maga után. Ezért fontos, hogy megértse és elfogadja a kockázatokat és szövődményeket, amelyek előfordulhatnak.

Nem kívánt hatások	Kockázat
Bőrpír A felszíni hajszálerek kitágulását tapasztalhatja. Ez néhány napig bőrpír fennállását eredményezheti. Emellett néhány hajszálérnél piros foltok jelenhetnek meg, amelyek idővel elmúlnak. Ilyen esetekben, azonnal hűtse le a területet hideg vízzel.	Enyhe
Zúzódás Enyhe zúzódást tapasztalhat, amely 2-3 nap után eltűnik.	Enyhe

Forduljon orvoshoz, ha bármilyen tartós tünetet tapasztal.

HU

6. Az első kezelés előtt


A Silk'n ReVit Essential használatához végezze el a következőket:

1. Vegye ki a dobozból a készüléket és a többi alkatrészt.
2. Csatlakoztassa a *hálózati adapter* dugóját a készülék aljzatába és csatlakoztassa az *adaptert* egy elektromos csatlakozóaljzatba.
3. Tekintse át a javaslatokat, hogyan kell használni a ReVit Essentialt a különböző kezelési területeken.

6.1. Kezelési területek

Azt javasoljuk, hogy alacsony szívó fokozattal kezdje, és néhány használat után térjen át a nagy szívó fokozatra. Ha bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, a kezelt területen használja az alacsony szívó fokozatot. A készüléket csak a következő táblázatban leírt és az alábbi képeken szemléltetett módon használja.

Kezelt terület	Javaslatok
Homlok, arc és áll	Mozgassa a készüléket a bőren középről kifelé és a hajvonal felé.
Szemek és orr	Használjon rövid felfelé irányuló mozdulatokat a szemöldök környékén. Kerülje el a szemhéjat. Az orrnál egyenes, lefelé irányuló mozdulatokkal kövesse az orr görbületét és az arccsont kontúráját.
Nyak	Az egész nyaki területen használjon egyenes, lefelé irányuló mozdulatokat.



Kezdetben minden területen 2-4-szer végezze el a kezelést. Ha bőre hozzászokott a kezeléshez, akkor 4-6 alkalommal áthaladhat.


6.2. ReVit Essential Finom és Durva fej

A készülék két kezelő *fejjel* rendelkezik. Azt javasoljuk, először a Finom fejet használja.

- Használja a finom *fejet* a finom hámlasztáshoz.
- Használja a Durva *fejet* az általános hámlasztáshoz.

Fejcsere:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
2. Húzza le a jelenlegi *fejet* (#1) a készülékről és cserélje ki a másik *fejjel*. Győződjön meg róla használat előtt, hogy a *fej* szorosan illeszkedik a helyére.



7. Kezdjük el!

Jó úton halad az üdébb, simább bőrért! A kezelés a Silk'n ReVit Essential-lal egyszerű. Csak kövesse ezeket a lépéseket minden kezelni kívánt területen. A teljes kezelés kb. 5 percig tart.

HU

7.1. Ajánlott óvintézkedések

- Mielőtt először kezelne egy területet, végezzen próbát egy kis bőrfelületen. Ha nincs mellékhatás, akkor elkezdheti kezelni azt a területet.
- Használja az alacsony szívó fokozatot az első 2-3 kezelés során.
- Nem javasoljuk, hogy heti 2 alkalomnál többször használja a készüléket.
- ! Hagyja azonnal abba a használatát, ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal.

7.2. Kezelési lépések

1. Győződjön meg arról, hogy bőre tiszta, száraz és púder-, krém- vagy gélmentes.
2. Győződjön meg róla, hogy a *gumikupak* (#2), a *szűrő* (#3), és a *fej* (#1) szorosan illeszkedik a helyére. Az első néhány kezelés során a *Finom fejet* használja.
3. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a *kezelőgombot* (#4).
4. Használja a *fejet* a bőrén úgy, hogy úgy érezze a szívást.
5. A 6.1. Kezelési területek fejezetben javasoltak szerint kezeljen át minden területet.
6. Nyomja meg a *kezelőgombot* még egyszer, ha az alacsony szívásról a nagy szívó fokozatra akar kapcsolni.
7. A kezelés után a készülék kikapcsolásához nyomja meg röviden a *kezelőgombot* egyszer vagy kétszer, attól függően, hogy melyik szívó fokozatot használja.
8. Húzza ki a készüléket, és helyezze vissza a ReVit Essential-t az eredeti dobozába. Lásd a 8. Karbantartás és tárolás fejezetet.

HU

7.3. A kezelés után

- Kerülje a közvetlen napsugárzást közvetlenül a kezelés után, és használjon 30 SPF vagy magasabb faktorú készítményt.
- Érdemes lehet nyugtató arcpakolást, illetve nappali vagy éjszakai krémet alkalmazni.

8. Karbantartás és tárolás

Minden kezelés után tisztítsa meg és tárolja megfelelően a Silk'n ReVit Essential készüléket.


-  Először húzza ki a készüléket az áramforrásból, majd húzza ki a csatlakozódugót a készülék aljzatából.
-  A készülék tisztításához ne használjon maró vegyszert vagy súroló hatású tisztítófolyadékot. A készüléket csak egy enyhén benedvesített ruhával törölje le.
-  A *fej* megtisztításához először távolítsa el azt a készülékből, mossa meg szappannal és vízzel, majd alaposan szárítsa meg.
-  A *szűrő* megtisztításához először távolítsa el azt a készülékből, távolítsa el egy puha kefével a törmeléket, és helyezze vissza a készülékbe.
-  Javasoljuk, hogy tisztítás után a készüléket tárolja az eredeti dobozában.
-  A *fejek* kivételével soha ne merítse a Silk'n ReVit Essentialt vízbe.

8.1. A szűrő cseréje

A *szűrőt* meg kell tisztítani, vagy cserélni kell a felhalmozódott bőrtörmelék miatt. Azt javasoljuk, hogy ezt végezze néhány kezelés után.

A szűrő kicseréléséhez:

1. Távolítsa el a *fejet* a készülékből. Akkor meglátja a *gumikupakot* és a kis fekete *szűrőt*.
2. Távolítsa el a *gumikupakot* (#2), és aztán távolítsa el a *szűrőt* (#3).
3. A *szűrő* megtisztításához távolítsa el egy kefével a törmeléket, majd helyezze vissza a készülékbe. A *szűrő* cseréjéhez távolítsa el a jelenlegi *szűrőt* és helyezze be az újat.



4. Helyezze vissza a *gumikupakot* a helyére, majd tegye vissza a *fejet* a készülékre, meggyőződve róla, hogy az szorosan illeszkedik.

8.2. A fej cseréje

Javasoljuk, hogy hat havonta cserélje a *fejet* vagy korábban, ha a fej hámlasztó vége megsérült.

9. Alkatrészek és fogyóeszközök

További *szűrőket* és *fejeket* rendelhet honlapunkról: www.silkn.eu. Lépjen kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával a *gumisapkák* vagy a *hálózati adapter* cseréjéhez.

10. Hibaelhárítás

Semmilyen változtatásokat ne hajtson végre a terméken. Ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a Silk'n ReVit Essential készüléket. Ezzel veszélyes elektromos alkatrészeknek teheti ki magát és súlyos sérüléseket okozhat magának. Valamint elveszíti a jótállást is.

Probléma	Ellenőrzés
A Silk'n ReVit Essential készülékem nem kapcsol be.	Ellenőrizze, hogy az <i>adapter</i> megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez, hogy be van-e dugva egy elektromos csatlakozóaljzatba, és hogy megnyomta-e a <i>kezelőgombot</i> .
Nem érzek szívást, amikor a készülékkel megérintem a bőröm.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, ellenőrizze a <i>szűrőt</i> , a <i>gumisapkát</i> és a <i>fejet</i> , hogy helyesen vannak-e behelyezve a készülékbe.



Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően.

11. Ügyfélszolgálat

További információkért látogasson el a weboldalunkra: www.silkn.eu. Ez a használati utasítás PDF formátumban is elérhető, és letölthető a következő helyről: www.silkn.eu.

A váratlan műveletek vagy események bejelentése miatt vegye fel a kapcsolatot a Silk'n ügyfélszolgálatával, vagy ha bármilyen más probléma van a készülékkel. Elérhetőségeink a következők:

Ország	Szervizszám	E-mail
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Franciaország	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Németország	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Olaszország		servizioclientiit@silkn.eu
Hollandia	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanyolország	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Egyesült Királyság	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Egyéb országok esetén	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

HU

12. Jótállás

A jótállási információk a mellékelt külön garancia füzetben találhatók.

13. Ártalmatlanítás



Segítsen megvédeni a környezetet. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal, és kövesse az országában érvényes, az elektronikai eszközök ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályokat.

14. Műszaki adatok

Modellszám	H4201
Technológia	Légvákuumos fej
Bemeneti teljesítmény	12 V DC, 0,2A
A rendszer súlya	110 g
A használatok közötti szállítás és tárolás, valamint tárolási körülmények a következők	Hőmérséklet: -40°C és +70°C között Relatív páratartalom: 10% és 90% között Légnyomás: 500–1060 hPa
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10°C és 35°C között Relatív páratartalom: 30% és 75% között Légnyomás: 700–1060 hPa
Adaptermodellek és besorolás	SAW12-120-0500XX XX A csatlakozó típusára utal Bemenet: 100–240 VAC; 50–60 Hz; 0,3A Kimenő teljesítmény: 12V, 0,5A
A készülék várható élettartama	3 év
Megfelelés	2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU RoHS irányelv REACH rendelet EK No. 1907/2006

15. Jelek és szimbólumok

	Az ezen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik a EU irányelv követelményeit.
	III. érintésvédelmi osztály. A készüléket egy törpefeszültségű áramforrás látja el.
	Csak belső használatra.
	Ne használja nedves környezetben.
	Ne dobja a háztartási hulladékba. Kövesse országának az elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályait, és segítsen a környezet megóvásában. Összhangban a WEEE irányelvvel.



www.silkn.eu • info@silkn.eu

Invention Works B.V.

Donk 1b, 2991 LE Barendrecht

The Netherlands

Invention Works B.V. Deutschland GmbH

Bahnhofstr. 7, 49685 Emstek

Deutschland

Issue date: 06/19